

Inovys II

L70

Granulat Sitzsystem



VERMEIREN hat das Positionierungssystem L70 in Kombination mit dem bestehenden Multifunktionsrollstuhl **Inovys II** entwickelt. Für Menschen, die an eine passive Sitzposition gebunden sind, bietet der Inovys L70 idealen Sitzkomfort. Die mit Polystyrol gefüllten Kissen im Rücken-, Sitz- und Beinbereich sorgen für eine Druckverteilung und passen sich den Konturen des Körpers an.



VERMEIREN
we care for you

Angenehmer Sitzkomfort für passive Rollstuhlfahrer

VERMEIREN bietet Ihnen eine komplette und hochdynamische Lösung, die eine maximale Unterstützung für den gesamten Körper bietet. Alle Kisselemente sind mit einem Reißverschluss versehen, so dass sie leicht entfernt und gereinigt werden können.

Der **Inovys II L70** ist außerdem mit einer Kopfstütze ausgestattet, die sich sowohl in der Höhe als auch im Winkel verstellen lässt und das ohne zusätzliches Werkzeug. Optional kann eine L58G Kopfstütze montiert werden, die automatisch jede gewünschte Form annimmt. Durch eine Reihe von Optionen lässt sich der Inovys II L70 vollständig an die Bedürfnisse und Wünsche fast aller Nutzer anpassen.

Individuelle Anpassungen sind durch die Verstellbarkeit des Fußteils, des Beinteils, des Sitzteils und der Neigung des Rückenteils problemlos möglich. Die Trommelbremsen für die Begleitperson und zusätzliche Feststellbremsen sorgen für ein sicheres Sitzen im Stuhl.

Ein optionaler **waschbarer Bezug** aus grauem Frottee ist erhältlich und sorgt so für mehr Hygiene beim täglichen Gebrauch des Inovys II L70.



- ⊕ Alle Kissen sind mit elastischem Polystyrolgranulat gefüllt, das den Körper perfekt stützt und sich seinen Konturen anpasst.
- ⊕ Durch Hinzufügen oder Verringern des Polystyrolgranulats kann der Druck auf die Körperkonturen erhöht oder verringert werden.
- ⊕ Durch verschiedene Verstellmöglichkeiten (Kopf-, Rücken-, Sitz- und Beinteil) kann der Rollstuhl optimal an jeden Benutzer angepasst werden.
- ⊕ Die Komfort-Armlehnen bieten ein sicheres und angenehmes Gefühl, das es dem Benutzer ermöglicht, sich vollkommen zu entspannen.



Dank der unabhängigen Verstellmöglichkeiten von Sitz, Rückenlehne, Bein- und Fußauflage können Sie eine individuelle Ruheposition einnehmen.

3 unabhängige Granulatsegmente



- Brustkorb-Segment -



- Sitz-Segment -



- Bein-Segment -

Jedes Segment verfügt über mit Perlen gefüllte Kissen, die eine optimale Körper- und Konturenunterstützung bieten.



Einfache Entnahme der Segmente durch einen Reißverschluss



B12 - Tisch



B20 - Sicherheitsgurt



B52 - Serumhalter



B54 - waschbares Tuch



B74 - Trommelbremsen



B77 - Kippschutz



B83 Sauerstoffflaschenhalter



L58G Komfort-Kopfstütze



L71 - Lagerungsarme mit Granulatfüllung

Granulierte Füllung



Um einen maximalen Sitzkomfort zu bieten, hat sich **VERMEIREN** für eine Premiumqualität von Granulaten entschieden, die eine Dichte von bis zu 15 kg pro Quadratmeter erreichen. Jedes Granulat hat einen Durchmesser zwischen 3,6 mm und 5,6 mm und hat eine isolierende Wirkung, die beim Kontakt mit dem menschlichen Körper ein angenehmes Gefühl vermittelt. Das Granulat besteht zu 100% aus expandiertem Polystyrol und wurde vom Nationalen Hygieneinstitut als unbedenklich für die menschliche Gesundheit zertifiziert. Dieses Granulat kann recycelt werden und hinterlässt somit einen minimalen ökologischen Fußabdruck.



Nachfüllen : Nach längerem Gebrauch haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Ihre Kissen eine zusätzliche Füllung benötigen oder sogar weniger, je nach Ihren Bedürfnissen. Wenden Sie sich an Ihren **VERMEIREN**-Händler des Vertrauens und fragen Sie nach Granulat zum Nachfüllen Ihrer Kissen, um Ihre Positionierung zu korrigieren.

Alles aus einer Hand

Wenn es sich bewegen soll, braucht es Räder. Und Räder sind eines der Schlüsselemente unserer Produkte. Eine solide Achse, kombiniert mit Speichen, Felgen und einem mit Luft gefüllten Schlauch. Das ist alles, um uns vorwärts zu bewegen. Sehr einfach, aber so wichtig. Und das ist der Grund, warum **VERMEIREN** beschlossen hat dieses Schlüsselement selbst zu produzieren.

Von kleinen Vorderrädern über große Hinterräder bis hin zu Vollgummi Rädern für Elektrorollstühle... Jedes Teil wird intern hergestellt, so dass wir die Produktion und vor allem die gleichbleibende Qualität, auf die wir stolz sind, genau im Auge behalten können.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	680 / 730 mm
■ Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)	990 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	1280 mm
■ Sitzbreite	450 / 500 mm
■ Sitzflächenwinkel	0° - 30°
■ Höhe Armlehnen	220 - 320 mm

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible. Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.



Isoliertes Material sorgt für ein warmes und komfortables Gefühl beim Sitzen.

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person den passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Inovys II L70** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**