

Immer geschützt dank des Wetterdachs



Wetterdach für Elektromobile.
Im neuen Design.



VERMEIREN
we care for you

Wetterdach für Elektromobile. Neu konzipiert.



Einfach zu montieren, einfach zu installieren, und von tadelloser Designqualität, schützt das **Movo-Wetterdach** Sie vor Sonne, Regen, Kälte und Wind, während die optimale Belüftung in der Kabine aufrecht erhalten bleibt.

Maximieren Sie die Nutzung Ihres Elektromobils

Eine viel längere Saison

Holen Sie Ihr Elektromobil früher im Frühjahr heraus und verlängern Sie die Saison bis zu den ersten Schneeflocken, dank dem Schutz vor Kälte und Wind.

Verdoppeln Sie Ihre Jahresausflüge

Erhöhen Sie die Anzahl Ihrer jährlichen Ausflüge bei unbeständigem Wetter. Haben Sie keine Angst, im Regen zu stehen, dank des ausfaltbaren Wetterdachs, das je nach Wetterlage angepasst werden kann

Unabhängig vom Wetter

Ein Wetterdach, das sich im Null Komma nichts in eine Kabine verwandelt. Dank seiner Klapptechnik muss es nicht immer heruntergelassen werden. Sie können die Position wählen, die Ihnen am besten gefällt, je nach Wetterlage. Sie haben also die Wahl: Wetterdach und Kabinenoption mit ein und demselben Produkt.



Superschnell startklar

Sie können das Movo-Wetterdach in weniger als 10 Sekunden montieren oder demontieren.



Einfach zu montieren

Auf unserer Website finden Sie eine ausführliche Montageanleitung und ein genaues Montagevideo, so dass Sie das Wetterdach in weniger als 15 Minuten montieren können. Nach der Montage kann die Inbetriebnahme in weniger als 10 Sekunden abgeschlossen werden.



Kompakte Bauweise

Mit einer Breite von 74 cm (29 Zoll) passt das Movo-Wetterdach durch fast alle Durchgänge, auch durch kleine Innentüren.



Ultraleicht

Mit einem Gesamtgewicht von 8,7 kg kann das Movo-Wetterdach leicht von einer Person montiert werden.

Unabhängig vom Wetter

Das Movo-Wetterdach schützt Sie in erster Linie vor der Sonne, aber auch vor vielen anderen Wetterbedingungen. Es kombiniert Regenschutz, Windschutzscheibe und Sonnenblende und schützt außerdem vor Kälte und Wind.



Universelles Modell

Dank einer verstellbaren Aufnahme unter dem Sitz ist das MOVO-Wetterdach mit den folgenden Modellen von **VERMEIREN** kompatibel: Mercurius, Carpo und Ceres SE

Tadelloses Design



Das Movo-Wetterdach ist aus hochwertigem, hochfestem Polycarbonat und Aluminiumguss gefertigt, um das Gewicht zu minimieren und die Haltbarkeit zu maximieren.



Unsere umfassend optimierten Herstellungsverfahren bieten eine hervorragende Designqualität und Stabilität.



Die verwendeten Stoffe und Reißverschlüsse sind wasserabweisend, robust und von hoher Qualität. Die Materialien wurden so ausgewählt, dass sie die Langlebigkeit des Produkts gewährleisten und gleichzeitig den Benutzer schützen.



Für die Fenster verwenden wir eine nautische UV-beständige Folie der Güteklasse 3, die die Sichtbarkeit und Haltbarkeit des Fensters optimiert.



Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Superschnelle Montage



Ultraleicht



Hochwertige QualitätFinden

Produkte die zu Ihnen passen

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **MOVVO** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	736 mm
■ Gesamthöhe	965 - 1117 mm
■ Gesamtlänge	1245 mm
■ Gefaltete Länge	787 mm
■ Innere Höhe	711 mm
■ Innere Breite	711 mm

■ Innere Tiefe	1346 mm
■ Materialien	Glimmer - Aluminium der Güteklasse 3 mit UV-Schutz und hochwiderstandsfähiges Polycarbonat
■ Waschbar	ja
■ Gewicht	8,7 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you