

Altitude XXL

Schwerlast - Pflegerollstuhl mit Schalenstuhl

Das Modell Altitude in den Sondersitzbreiten 55 cm und 60 cm und einer max. Belastbarkeit bis 150 kg.

Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung, erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.



Hauptmerkmale

- 5-Punkt- Gurt
- Einstellbare Sitzhöhe
- Lenkrollen
- Sitzneigung bis 40°

Farben



Option B52
Infusionshalter

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Altitude XXL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



- Abnehmbarer Sicherheitsgurt
- Abnehmbare und verstellbare Kopfstütze

Technische Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| ■ Gesamtbreite | 800 mm |
| ■ Gesamthöhe | 1280 - 1305 - 1330 mm |
| ■ Gesamtlänge | 1150 mm |
| ■ Sitzbreite | 550 / 600 mm |
| ■ Sitzhöhe | 570 - 595 - 620 mm |
| ■ Sitzwinkel | 0° / 40° |

| | |
|-----------------------------|--------|
| ■ Sitztiefe | 510 mm |
| ■ Höhe Rücken | 750 mm |
| ■ Höhe Armlehnen | 230 mm |
| ■ Gewicht | 38 kg |
| ■ Maximales Benutzergewicht | 150 kg |
| ■ zusätzliche Information | CE |

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you