

Mia

Toilettensitzerhöhung

HMV-NR.: 33.40.01.0138



Auch mit (optional) abehmbarer und leicht zu reinigender Softauflage erhältlich.

Mia ist eine anpassungsfähige Toilettensitzerhöhung, die mit den meisten gängigen Toiletten kompatibel ist. (Erhältlich in Sitzhöhe 10 cm oder 15 cm).

Sie kann ohne Werkzeug an Ihre Toilette angebaut werden. Um den Sitzkomfort zu erhöhen, ist optional eine Softauflage erhältlich, die ebenfalls leicht zu reinigen ist.

■ Gesamtbreite	365 mm
■ Gesamthöhe	100 / 150 mm
■ Gesamtlänge	405 mm
■ Maximale Belastbarkeit	225 kg
■ Farben	weiß
■ zusätzliche Information	CE

DMaße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

