

# PLEGO



**VERMEIREN**  
we care for you

# Leicht zu falten



**24,5 kg**  
Gesamtgewicht

# Entdecke die Welt mit Plego



Elektrorollstühle sind manchmal aufgrund ihrer sperrigen Größe oder ihres hohen Gesamtgewichts schwer zu verstauen, vor allem, wenn man unterwegs ist. Wir stellen den Plego vor, einen faltbaren, leichten Elektrorollstuhl, der sich leicht zusammenfallen lässt. Selbst wenn er gefaltet ist, bleibt der Rollstuhl aufrecht und lässt sich wie ein Koffer manövrieren.

Ganz gleich, ob Sie nur einen kurzen Ausflug zum Einkaufen machen oder eine Stadt erkunden wollen, mit dem Plego können Sie Ihre Mobilität problemlos erweitern. Die 2 x 250W bürstenlosen Getriebemotoren sind nicht nur leise und leistungsstark, sondern auch sehr wartungsarm und langlebig im Gebrauch.

Benötigen Sie ein wenig mehr Komfort in der Stadt? Plego bietet eine Vielzahl von Optionen wie zusätzlichen Stauraum oder Beleuchtung.



## HERGESTELLT IN EUROPA

**BEREIT ZUM STARTEN  
WANN IMMER SIE WOLLEN**

Dieser Elektrorollstuhl, der auf mehr als 65 Jahren belgischer Erfahrung basiert und vollständig in Europa hergestellt wird, verkörpert unser Engagement für höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Komfort.

Entdecken Sie mehr über die Funktionen und Vorteile von Plego, um Ihr Leben zu verbessern!





Leicht zu  
verstauen

Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt sich der Plego in einen kompakten und leicht zu verstauenden Rollstuhl. Das komplett werkzeuggeste System kann von einer einzigen Person zusammengeklappt werden, ohne dass es anstrengend ist oder die Batterie entfernt werden muss.

Plego ähnelt einem Reisekoffer und verfügt über vier zusätzliche Räder, die den Stuhl auch im gefalteten Zustand aufrecht halten. Sie ermöglichen es auch, den Stuhl in den vorgesehenen Stauraum zu manövrieren.

Obwohl die Motoren des Plego kräftig ins Gewicht fallen, wurde das Gesamtgewicht des Rollstuhls auf nur 24,5 kg reduziert. Fahrten waren noch nie so einfach. Er lässt sich auf ein kompaktes Maß zusammenklappen, ohne Anstrengung in den Kofferraum eines Autos heben und schon kann es losgehen! Unsere Designer haben dafür gesorgt, dass dieser Rollstuhl überallhin mitgenommen werden kann.



# Bis zu 21 km\* 6 km/h

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h ist der Plego die perfekte Wahl, um mit Freunden und Familie Abenteuer zu erleben. Er hat eine komfortable Gehgeschwindigkeit, mit der man mithalten kann, während man sich bequem unterhält. Der leichte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 21 km. Perfekt für einen Tagesausflug!

## PLEGO POWER

Bei der Auswahl der Motoren für den Plego wurde besonderer Wert auf Qualität, Haltbarkeit und Effizienz gelegt. Der bürstenlose Getriebemotor mit 2 x 250 W Leistung verfügt über ein eingebautes Getriebe, das im Vergleich zu Bürstengetriebemotoren eine hervorragende Effizienz und Langlebigkeit bietet. Die wartungsarmen Motoren sind aufgrund ihrer Bauweise nicht nur kostengünstig, sondern auch unauffällig und leise im Betrieb.



\*17,5 AH BATTERIE





# Benötigen Sie eine zusätzliche Batterie?

Bereit für einen Tagesausflug? Überprüfen Sie den Akkustand ganz einfach im Sitzen dank unserer Akkustandsanzeige unter Ihrem Sitz. Der Lithium-Ionen-Akku kann mit einem Anti-Diebstahl-Schlüssel sicher verschlossen oder separat von Ihrem Stuhl aufgeladen werden. Sie müssen also nicht Ihren ganzen Stuhl näher an die Steckdose bringen. Nehmen Sie einfach Ihren Akku und laden Sie ihn dort auf, wo es am bequemsten ist. Es ist wichtig zu wissen, dass Plego für den Lufttransport nach IATA-Standards\* zugelassen ist.

Um sich über die Reichweite oder den Ladezustand Ihrer Batterie Gedanken zu machen, können Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie mit einer zusätzlichen Batterie (12,8Ah oder 17,5Ah) verlängern, die mit der zusätzlichen Aufbewahrungstasche einfach unter Ihrem Sitz verstaut werden kann. Schauen Sie sich die Optionen auf Seite 28 an, um zu sehen, wie Sie Ihren Plego verbessern können.

\*Bitte konsultieren Sie unser Handbuch für die aktuellsten Informationen.

Abnehmbar  
Lithium-Ionen  
Batterie





### WENIGER IST MEHR

Die Steuerung von Plego ist einfach, aber effizient. Wir haben uns für eine hochwertige Elektrorollstuhlsteuerung von Penny&Giles entschieden, um den bestmöglichen Lenkcomfort zu bieten. Die Steuergeräte von Penny&Giles gehören zu den besten, die auf dem Markt für Elektrorollstühle erhältlich sind. Die Standardeinstellungen des Steuergeräts sorgen für ein sanftes und komfortables Fahrerlebnis vom weltweit führenden Hersteller von Elektrorollstuhlsteuerungen. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder Plego benutzen kann. Einfach einsteigen und losfahren!

### BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Der Controller kann austauschbar links oder rechts montiert werden und ist optional abschwenkbar. Zusätzliche optionale LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit können hinzugefügt werden und sind unabhängig vom Controller.





## Lust auf ein Abenteuer ?

Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, um kurze Kurven zu fahren oder durch enge Einkaufsgänge zu navigieren. Dank seiner Kompaktheit und seines kleinen Wenderadius können Sie mit dem Plego sorgenfrei durch den Tag fahren. Dank des leichten Rahmens und des einfach zu bedienenden Faltsystems können Sie den Plego überallhin mitnehmen, um städtische und überdachte Bereiche ohne Sorgen zu erkunden. Kein Auto? Wir haben dafür gesorgt, dass Plego problemlos in einem Bus oder einem anderen Verkehrsmittel stehen kann. Lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich.



# Wir kümmern uns

**VERMEIREN**, Hersteller von Rollstühlen seit 1957, ist ein wichtiger Akteur in der Welt der medizinischen Ausrüstung. Im Laufe der Jahre hat sich die Gruppe Vermeiren auf die Herstellung von Rollstühlen, Pflegebetten, Schalensesseln, Komfortsesseln und allen anderen Produkten spezialisiert, die den Patienten oder Benutzer bei der Erhaltung seiner Autonomie und Mobilität begleiten.



# Zu Hause

Wann und wo Sie den Plego benutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Dieser leichte und faltbare Rollstuhl kann verstaut werden, wenn Sie ihn nicht brauchen, oder er kann den ganzen Tag über in Innenräumen verwendet werden. Sie können enge Räume zu Hause, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Stadt mit Leichtigkeit befahren.

Mit einer Breite von nur 59,5 cm passt Plego problemlos durch die meisten europäischen Türöffnungen und vermeidet das Zerkratzen von Türpfosten oder anderen engen Stellen. Sie brauchen Ihren Plego nicht zu Hause? Lagern Sie Ihren elektrischen Stuhl staubfrei mit unserer optionalen Plego-Hülle.





In die Entwicklung des Plego sind mehr als 65 Jahre Erfahrung mit Rollstühlen eingeflossen. Selbst unsere Standardfunktionen bieten optimalen Komfort und Vielseitigkeit für alle Benutzer. Sowohl die Rückenlehne als auch der Sitz sind mit 3D-Net-Gewebe gepolstert, um Luftstrom, Komfort und Atmungsaktivität zu optimieren.



## DER PERFEKTE BEGLEITER FÜR ABENTEUER

Auf der Rückseite des Plego befindet sich eine Standardtasche, die perfekt für einen Laptop oder etwas Lesestoff geeignet ist.

Nicht genug Stauraum? Wir bieten zwei zusätzliche Taschen unter dem Sitz für weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Der Plego verfügt über einen stabilen Aluminiumrahmen, der wie kein anderer der täglichen Beanspruchung standhält.

Die klappbare Monoblock-Fußplatte kann in zwei Höhenpositionen eingestellt werden und erfüllt eine Doppelfunktion. Sie bietet nicht nur Halt beim Sitzen, sondern schützt auch den Rahmen und die Batterie, wenn Sie den Rollstuhl in gefalteter Position transportieren.



## C77 Glänzendes Schwarz

Schwarz, die Essenz zeitloser Raffinesse, ruft ein Gefühl von Geheimnis und Eleganz hervor. Es verkörpert Macht und Autorität, symbolisiert oft Formalität und Prestige. In Mode und Design wirkt es wie eine vielseitige Leinwand, die die Wirkung anderer Farben verstärkt und jedem Kontext eine Prise Eleganz verleiht.



## C88G Glänzendes Gold

Die strahlende Anziehungskraft von Gold ist gleichbedeutend mit Wohlstand, Luxus und Erfolg. Es verkörpert Wohlstand und Erfolg, beleuchtet den Weg zum Überfluss. Als Symbol des Überflusses überwindet Gold Zeit und Kultur und hinterlässt ein schimmerndes Erbe von Extravaganz und Pracht.





## C56G

# Metallisches Blau

Metallisches Blau repräsentiert eine Fusion von Modernität und Innovation und verkörpert die elegante, hochtechnologische Ästhetik der Zukunft. Diese kühle und futuristische Farbe fasziniert mit ihrem Sinn für Präzision und Effizienz.

In verschiedenen Branchen spiegelt sie modernes Design und Technologie wider, symbolisiert Fortschritt und Anpassungsfähigkeit.



## C52

# Glänzendes Türkis

Der beruhigende Ton von Türkis umarmt Gelassenheit und Ausgewogenheit. Sein beruhigender Einfluss beschwört die heiteren Qualitäten der Natur herauf und ähnelt den makellosen Gewässern tropischer Paradiese. Als Farbe der Erneuerung und Verjüngung fördert sie Gefühle des Wohlbefindens und spirituellen Wachstums.



## C87G

### Glänzendes Melonenorange

Melonenorange strahlt Wärme und Enthusiasmus aus und durchdringt die Umgebung mit einer Explosion von Energie und Freude. Dieser lebendige Farbton ist mit Kreativität und Verspieltheit verbunden und eignet sich daher perfekt für lebhaftes Zusammenkünfte und künstlerische Bestrebungen. Er verkörpert den Geist der Feier und Fröhlichkeit.



## C4G

### Glänzendes Rot

Rot entfacht die Leidenschaft in uns und repräsentiert Liebe, Energie und Aufregung. Diese kühne und lebendige Farbe zieht mühelos die Aufmerksamkeit auf sich, sei es im Bereich der Romantik, Kunst oder des Designs. Sie symbolisiert Entschlossenheit und Mut und resoniert mit der feurigen Essenz des menschlichen Geistes.





**B64**  
AUFBEWAHRUNGSTASCHE  
UNTER DEM SITZ



**B63**  
AUFBEWAHRUNGSTASCHE  
HINTER DER FUSSTÜTZE



**SE19 LICHTER**



**KOPFSTÜTZE**




**ESE45**  
AUFBEWAHRUNGSHÜLLE

## Optionen

Um einer Vielzahl von Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir mehrere Optionen für Ihren Plego an. Lagern Sie Ihren Plego oder fügen Sie einige zusätzliche Funktionen hinzu, die zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passen.



**EXTRA BATTERIE**  
12,8 AH ODER 17,5 AH



Vermeiren.fm



**VERMEIREN**  
Reise-Playlist



HÖREN SIE MICH ÜBER SPOTIFY



# PLEGO

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	595 mm
■ Gesamtlänge	1000 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	460 mm

■ Batterie	12,8 Ah - 24 V   17,5 Ah - 24 V
■ Motor*	2 x 250 W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite	15 km   21 km
■ Gewicht	24,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg

\* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.