



Coraille

Therapie- und Lagerungsstuhl

Der Stuhl ist serienmäßig mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und mit einer geformten, abnehmbaren Kopfstütze ausgestattet.



VERMEIREN
we care for you

Design

Die Fußstützen sind mit einer Gasfeder ausgestattet, die das Ein- und Aussteigen erleichtert, optional aber auch mit einer einteiligen Fußplatte erhältlich. Der Coraille ist höhenverstellbar und hat große Hinterräder mit Pedalbremse. Diese großen Räder stellen sicher, dass der Coraille auch im Freien eingesetzt werden kann, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Farben



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht der **Coraille** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Option B52 Infusionshalter



Option B10 einteilige Fußplatte



Option B12 abschwenkbare Therapieplatte



Die Bezüge sind vollständig abnehmbar

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	710 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Gesamtlänge	1090 mm
■ Gesamthöhe	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Sitzhöhe	445-470-495 / 465-490-515 / 485-510-535 mm
■ Sitzwinkel	0° / +40° mm

■ Sitztiefe	440 / 460 / 480 mm
■ Höhe Rücken	792 / 812 / 832 mm
■ Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm
■ Gewicht	39 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.