

Eclips x4 90°

Leichtgewichtrollstuhl mit
verstellbarem Rücken (90°)



Das Wissen und die Erfahrung, die wir bei der Entwicklung des Eclips X4 eingesetzt haben, führten zur Geburt des Eclips X4 90°. Positionsänderungen im Laufe des Tages sind gut für den Blutfluss, die Druckentlastung oder auch nur für den Komfort.



VERMEIREN
we care for you

Komfort

Der Eclips X4 90° verfügt über die gleichen Eigenschaften wie der Eclips X4 und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Rückenlehne vollständig zu verstellen. Mit der optionalen Rückenlehnenverlängerung B14 und den Beinstützen BZ7 schaffen Sie ein Maximum an Komfort und Platz zum Liegen. Die Position des Hinterrads wurde nach hinten verlagert, um den Rollstuhl in perfekter Balance zu halten und Sicherheit zu bieten, wenn der Benutzer flach liegt.



Verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Sitzhöhe und Sitztiefe



Schiebebügel für eine bessere Stabilität



Räder mit Schnellverschluss für eine schnelle Demontage. Ankipphilfe an der Rückseite



Verstellung der Rückenlehne mittels Gasfeder für eine stufenlose Verstellung

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Gesamtlänge	1000 - 1210 mm
■ Gesamthöhe	910 - 1015 mm
■ Gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Höhe Armlehnen	235 mm

■ Sitzhöhe	390 - 520 mm
■ Höhe Rücken	420 - 460 mm
■ Sitztiefe	420 - 500 mm
■ Gewicht	19,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Eclips X4 90°** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN
we care for you