



# V-Drive

## Elektrische Schiebehilfe für Ihren manuellen Rollstuhl

Die Schiebehilfe **V-Drive** erweitert den Bewegungsradius  
Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt die  
Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Komfort

Die Schiebehilfe **V-Drive** erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt die Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls.

Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien. Die bedienerfreundliche Steuerung der V-Drive sichert den komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.

Wir bieten **zwei Versionen** der Schiebehilfe V-Drive an:

### STANDARDVERSION

max. Belastbarkeit bis 135 kg  
inkl. Rollstuhl

### HD-VERSION

max. Belastbarkeit bis 200 kg  
inkl. Rollstuhl



Durch die integrierte Höheneinstellung kann die V-Drive auf viele verschiedene Rollstühle eingestellt werden.

## Technische Informationen

■ Sitzbreite	390 - 480 mm
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	16 km
■ Batterie / Motor	2 x 12V 12 Ah - 150 W
■ Gewicht	19 kg**
■ Maximales Benutzergewicht	135 kg*

■ Sitzbreite	500 - 600 mm
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	16 km
■ Batterie / Motor	2 x 12V 12 Ah - 200 W
■ Gewicht	23 kg**
■ Maximales Benutzergewicht	200 kg*

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein. \* inkl. Rollstuhl \*\* inkl. Batterien

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



## Montage

Die Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug einfach links oder rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport (z. B. in einem PKW) lässt sich die V-Drive ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Entnehmen Sie den separaten Batteriepack, trennen Sie die Antriebseinheit vom Rollstuhl. Fertig.

Wollen Sie die V-Drive einmal nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden anheben und an einem der Schiebegriffe aufhängen.

Durch die Höhenverstellung kann die V-Drive auf 5 unterschiedliche Höhen eingestellt werden.

## Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **V-Drive** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**