

# Carpo 4

## 4-RAD-ELEKTROMOBIL

Eleganz und Komfort für den Outdoor-Bereich mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb, sowie Zulassung für den Straßenverkehr.



Einfacher Wechsel zwischen "Fahren" und "Freilauf"



ausgestattet mit einer analogen Steuerung



# Carpo 4D

## 4-RAD-ELEKTROMOBIL

Das Elektromobil CARPO 4D in einer Sonderedition mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb sowie einem LCD-Display mit Kilometerzähler und Tachometer.

Die Zulassung zum Straßenverkehr besteht auch bei diesem Modell.



optional, Aufbewahrungsbox mit Schloss



ausgestattet mit einem hellen LCD-Bildschirm

■ Gesamtbreite	660 mm
■ Gesamtlänge	1450 mm
■ Gesamthöhe	1350 mm
■ Sitzhöhe	455 - 530 mm
■ Wendekreis	3160 mm
■ Batterie	2 x 12V - 75Ah

■ Reichweite	ca. 46 km*
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit	15 km/h
■ Gewicht	131 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

\* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.