

385

Nachttisch mit Rädern

Der Nachttisch 385 passt perfekt zu Ihrem Bett. Ausgestattet mit Bremsrollen, die für Stabilität sorgen, während Sie lesen oder essen möchten, während der Tisch über Ihrem Bett liegt. Ausgestattet ist der Nachttisch mit einem Schrank mit einem Regalboden und einer Schublade, um sicherzustellen, dass Sie immer einfachen Zugang zu Dingen haben, die Sie nachts benötigen könnten.



Modell 8002802



Modell 8002932

Gesamtbreite	470 mm
Gesamtlänge	585 mm (510 mm*)
Gesamthöhe	915 mm
Tisch	670 x 360 x 20 mm
Räder	4
Bremsen	2
Schubladenmaße	375 x 420 x 140 mm
Schrankmaße	400 x 470 x 645 mm
Einlegeboden	1
Gewicht	36,35 kg (27,5 kg*)
max. Belasbarkeit Tisch	10 kg
Farben	Buche oder oxide

*nur für Modell 8001250

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Modell 8001119



Modell 8001250



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wählerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen