



**“WHEELCHAIRS THAT MAKE  
A GOOD FIT”**  
ROLLSTÜHLE DIE GUT PASSEN

**“Roll auf deine Träume zu!”**

**- VERMEIREN**

# 100% PERSONALISIERBARE ROLLSTÜHLE

Wir bei TNS sind stolz darauf, die erste Wahl für diejenigen zu sein, die hochwertige, zuverlässige und fachkundige Produkte auf dem Markt für Personalisierbarkeit suchen. Unser Engagement für Spitzenleistungen ist unübertroffen, und wir streben danach, mit jedem von uns hergestellten Produkt einen positiven Unterschied zu machen. Wenn Sie sich für TNS entscheiden, wählen Sie nicht nur ein handgefertigtes, personalisiertes Produkt - Sie entscheiden sich für einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihre einzigartigen Bedürfnisse und Anforderungen wirklich versteht.

Jeder TNS-Rollstuhl wird in den Niederlanden von Hand nach Maß gefertigt. Wir empfehlen daher eine Ersteinschätzung durch einen **VERMEIREN**-Vertreter vor Ort. TNS arbeitet mit gut ausgebildeten Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass alle Bewertungen durchgeführt werden, bevor der Rollstuhl hergestellt wird, der Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht.






## DIE SCHÖNHEIT DER PERSONALISIERUNG

Erleben Sie mit unserem Rollstuhlanpassungsservice die ultimative Personalisierung. Ihr Stuhl wird Ihnen nicht nur perfekt passen, sondern Sie können auch aus einer breiten Palette von Farben und anpassbaren Details wählen, um Ihren Stuhl einzigartig zu machen. Unser Ziel ist es, einen Stuhl zu schaffen, der wirklich Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit repräsentiert und jeden Augenblick Ihres Tages so komfortabel und stilvoll wie möglich gestaltet.



Leichtes  
Gewicht



100%  
personalisiert



Handgefertigt





## HANDGEFERTIGT IN DEN NIEDERLANGEN

TNS ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung erstaunlicher Rollstühle spezialisiert hat und von Anfang an auf die Wünsche seiner Kunden eingeht. Nichts ist unmöglich! Man hat nicht das Gefühl, nur eine "Nummer" zu sein, und sie suchen nach den besten Optionen für dich und deinen neuen Rollstuhl. Ich brauchte einen Rollstuhl, der klein und einfach zu handhaben, aber auch stark ist, weil ich für meinen Sport (Tischtennis) viel unterwegs bin. Bis heute bin ich dankbar, dass sie mich auf meinem Weg zu den paralympischen Spielen 2024 in Paris unterstützen."

**-Kelly**



# ENTDECKEN SIE DIE SAMMLUNG



**Unendliche Möglichkeiten**

**Aktivator  
P7**

**Aktivator 2.5  
P8**

**Aktivator F.C.  
P9**

**Proval  
P10**

**RSX  
P11**



# Aktivator

Der offene Rahmen



**30 mm**

Rahmenrohr

**ab 5 kg**

Transportgewicht

**Aluminium-Konstruktion**

Aktivrollstühle mit offenem Rahmen haben in der Regel ein geringeres Gewicht als Rollstühle mit geschlossenem Rahmen, wodurch sie leichter zu manövrieren und zu transportieren sind. Der Aktivator ermöglicht einen niedrigeren Schwerpunkt, was eine größere Stabilität und Kontrolle beim Befahren von unebenem Gelände ermöglicht.





# Aktivator 2.5

## Der Stärkste



Rollstühle mit geschlossenem Rahmen haben einen starren, geschweißten Rahmen, der eine kastenförmige Struktur um Ihren Körper bildet.

Das Design des Aktivator 2.5 ermöglicht eine direkte Übertragung der Energie vom Oberkörper des Benutzers auf die Räder, was zu einer besseren Leistung und Effizienz führen kann. Dies kann

besonders wichtig für Benutzer sein, die sich stark auf die Kraft ihres Oberkörpers verlassen, um sich fortzubewegen.

Der starre, geschweißte Rahmen des Rollstuhls ist extrem haltbar, was ihn zu einer guten Wahl für Benutzer macht, die ein hohes Maß an Stabilität und Unterstützung benötigen.



**25 mm**

Rahmenrohr

**ab 4,5 kg**

Transportgewicht

**Aluminium-Konstruktion**



# Aktivator F.C

Der Faltbarste

**30 mm**

Rahmenrohr

**ab 5,5 kg**

Transportgewicht

**Aluminium-Konstruktion**



Die Möglichkeit, den Rollstuhl zu falten, sorgt für mehr Komfort und Flexibilität bei der Lagerung und beim Transport.

Der Aktivator F.C. ist die perfekte Lösung, wenn Sie ein hohes Maß an Mobilität und Bequemlichkeit benötigen, aber dennoch die Vorteile eines Aktivrollstuhls nutzen möchten.

# Proval

Der Leichteste



**15x30 mm**

ovales Rohr

**ab 4 kg**

Transportgewicht

**Aluminium-Konstruktion**



Das Proval-Design kombiniert alle Vorteile eines Kastenrahmens mit einer einzigartigen ovalen Rahmenrohrform, die ihn zum leichtesten Rollstuhl in unserem Sortiment macht. Diese einzigartige Eigenschaft verleiht dem Proval auch ein minimalistisches und diskretes Design, bei dem Ihr Lebensstil an erster Stelle steht.





# RSX

Die sportlichste Optik



Unser Aktivrollstuhl RSX (Rear Suspension Experience) ist der Inbegriff von Sportlichkeit. Mit seinem frontal geformten Rahmen können Sie zusätzliche Freiheit genießen, ohne dass dominante

Rahmenrohre Ihre Bewegung einschränken und Ihre Transfers erleichtern. Darüber hinaus bietet der RSX eine Hinterradfederung, die die Leistung erhöht und eine komfortablere Fahrt ermöglicht.



# VERGLEICHSTABELLE

## Rahmen

**Transportgewicht**  
(ohne Räder und Kissen)

**Umklappbare Rückenlehne**

**Konstruktion**

**Crash-getestet**

### AKTIVATOR

Der offene Rahmen



30 mm  
Rahmenrohr

Offener Rahmen

5 kg



Aluminium



### AKTIVATOR 2.5

Der Stärkste



25 mm  
Rahmenrohr







Kastenrahmen


4,5 kg



Aluminium



AKTIVATOR F.C	PROVAL	RSX
Der faltbarste	Der Leichteste	Die sportlichste Optik
 <p>30 mm Rahmenrohr</p> <p>Klappbarer Vorderrahmen</p> <p>5,5 kg</p> <p>✓</p> <p>Aluminium</p> 	 <p>15 x 30 mm ovales Rohr</p> <p>Kastenrahmen</p> <p>4 kg</p> <p>✓</p> <p>Aluminium</p> 	 <p>25 mm Rahmenrohr</p> <p>Hinterradfederung</p> <p>6,5 kg</p> <p>✓</p> <p>Aluminium</p> 







Activator 2.5

DYNAMIC

70000k Role



Baton



## KRITERIEN BEI DER AUSWAHL EINES AKTIVROLLSTUHL



### Aktivität

Der erste Punkt, den Sie berücksichtigen sollten, ist Ihr Aktivitätsniveau. Ein Aktivrollstuhl ist in der Regel für Personen gedacht, die einen aktiven Lebensstil führen und ein hohes Maß an Mobilität benötigen.



### Mobilitätsbedarf

Auch Ihre speziellen Mobilitätsbedürfnisse sollten berücksichtigt werden. Wenn Sie z. B. in unwegsamem Gelände fahren oder Treppen steigen müssen, kann ein Rollstuhl mit größeren Rädern oder zusätzlichen Hilfsmitteln erforderlich sein.



### Körpermaße

Der Rollstuhl sollte auf Ihre Körpergröße, Ihr Gewicht und Ihre Körperform abgestimmt sein. Dies gewährleistet maximalen Komfort und Unterstützung bei der Benutzung des Stuhls.



### Lebensstil und Vorlieben

Ihr Lebensstil und Ihre persönlichen Vorlieben sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Dazu gehören Faktoren wie die bevorzugte Farbe, das Design und die Ausstattung sowie spezielles Zubehör oder individuelle Optionen, die möglicherweise benötigt werden.

**WIR BAUEN 100%  
PERSONALISIERBARE  
SPORTROLLSTÜHLE FÜR DIE BESTE  
SPORTLICHE LEISTUNG, DIE SIE  
BEKOMMEN KÖNNEN!**





# SPORTROLLSTÜHLE



Unser Team fertigt seit mehreren Jahrzehnten Rollstühle an und passt sie an Ihre individuellen Bedürfnisse an, sei es beim Sport oder bei anderen Aktivitäten. Indem wir uns zunächst Ihre Anforderungen anhören, können wir einen Rollstuhl entwickeln, der Ihre Leistung beim Tanzen, Tennis, Basketball und vielem mehr steigert. Mit einem TNS-Rollstuhl können Sie sich unbesorgt auf Ihre Aktivität konzentrieren, denn unser Produkt wird zu einem wertvollen Hilfsmittel, das Ihnen zu Höchstleistungen verhilft.



Kontaktieren Sie Ihren **VERMEIREN**-Vertreter,  
um alle Möglichkeiten zu entdecken.

**VERMEIREN**  
we care for you





Vertrieben von  
**VERMEIREN**

**VERMEIREN Deutschland GmbH**

Wahlerstraße 12a

40472 Düsseldorf

[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)