



V500 ACTIVE

Unsere V-Serie
wird aktiv



VERMEIREN
we care for you



LEICHTIGKEIT: AB 11,9 KG

Durch unsere Bemühungen ist es uns gelungen, ein außergewöhnlich leichtes Modell mit einem Gewicht von beeindruckenden 11,9 kg zu entwickeln.


Dieses bemerkenswerte Ergebnis unterstreicht unser Engagement für Innovation und die Entwicklung eines Rollstuhls, der nicht nur dynamisch aussieht, sondern auch eine verbesserte Mobilität und Benutzerfreundlichkeit bietet.

V500 ACTIVE


Wir stellen den **Rollstuhl V500 Active** vor, der auf dem erfolgreichen Konzept der V500-Familie aufbaut. Dieses hochmoderne Modell bietet eine Fülle von Optionen und Zubehör, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden, auch den fortschrittlichsten Anforderungen.

Der V500 Active wurde für die ultimative Personalisierung durch den Benutzer entwickelt und bietet eine hohe Konfigurierbarkeit, die eine perfekte Passform für jeden Einzelnen gewährleistet. Mit seiner aktiven und modernen Ästhetik spricht er alle an, die ein stilvolles und dynamisches Erscheinungsbild suchen.

Erleben Sie die ideale Kombination aus Komfort und Anpassungsfähigkeit eines Standardrollstuhls, die nahtlos mit der Eleganz und Agilität eines aktiven faltstuhls kombiniert wird. Der V500 Active ist die perfekte Balance und bietet eine unvergleichliche Mobilitätslösung, die den Benutzer bei seinen täglichen Aktivitäten unterstützt.



**SITZWINKEL
VERSTELLBAR:
0° - 10°**



**EINSTELLBARE
SITZHÖHE
44* - 47 - 50 - 53 CM**



**VERSTELLBARE
SITZTIEFE:
42 BIS 48 CM**



**ABNEHMBARE,
EIN- UND
AUSKLAPPBARE
FUSSSTÜTZEN**

**erfordert 22" Hinterräder*

HÖHE DER RÜCKENLEHNE

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm



SCHIEBEGRIFFE

5 ARTEN

- Schiebegriffe - fest (12 cm)
- Schiebegriffe - fest, kurz (8 cm)
- Klappbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbare feste Griffe, mit Klemmen
- Höhenverstellbare, klappbare Griffe, mit Klemmen



FUSSSTÜTZEN

- Fußstützen und Beinstützen werden in einer Vielzahl von Lösungen angeboten, die den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer gerecht werden und sich im Laufe der Zeit an ihre veränderten Bedürfnisse anpassen.

BREMSEN

Druckbremse



Sportbremse



ARMLEHNEN

Für die Armlehnen gibt es ein breites Spektrum an Optionen, vom eleganten Seitenschutz aus Aluminium bis hin zu praktischen, verstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, die für höchsten Komfort sorgen.

- B82S - Kleiderschutz (Standard)
- B82 - Schutzbleche am Kleiderschutz
- Bi5 - Abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen
- Bi5A - Abnehmbarer, höhenverstellbarer, gebogener Radspritzschutz
- Bi5SA - Abnehmbarer, höhenverstellbarer, gerader Radspritzschutz

RÄDER

- 11 Lösungen für Hinterräder
- 21 Lösungen für Vorderräder

Finden Sie die richtige Balance zwischen Gewicht, Komfort und Budget.





VERFÜGBARE FARBEN

Umfassen Sie ein Spektrum von Farben! Jeder Farbton, den wir sorgfältig ausgewählt haben, spiegelt nicht nur unsere Stimmung wider, sondern definiert auch unseren Lebensstil.

Sie haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Farbtönen zu wählen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Rollstuhl zu personalisieren und Ihre Einzigartigkeit zu verkörpern.



C86 Carbondgrau



C79 Hellblau



C89 Kupfer



C85 Hellgrün



C76 Weiß

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Gesamthöhe gefaltet (abhängig von der Sitzhöhe)	740 - 840 mm
■ Gesamtlänge	975 - 1035 mm
■ gefalteth	310 mm
■ Sitzbreite	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ schwerster Teil	7,5 kg

■ Sitzhöhe	440 erfordert 22" Hinterräder - 470 - 500 - 530 mm
■ Höhe Rücken	300 - 350 - 400 mm
■ Sitztiefe	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Gewicht ohne Kissen)	ab 11,9 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de

**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

