

Vera

Rutschbrett

HMV-NR.: 04.40.02.0037



Vera ist ein Badewannenbrett mit einer 360 drehbaren Transferhilfe. Vera ermöglicht einen einfachen Ein-/Ausstieg. Vera lässt sich ohne Werkzeug auf die meisten auf dem Markt erhältlichen Badewannen anbringen.

■ Gesamtbreite	350 mm
■ Gesamtlänge	730 mm
■ Gesamthöhe	175 mm
■ Durchmesser Drehteller	325 mm
■ Gewicht	3,75 kg
■ Maximale Belastbarkeit	130 kg
■ Farben	weiß
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

