



# Goliat

## Schwerlastrollator

HMV-Nr. 10.50.04.2019

**Die Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse.**

Der Sitz ist höhenverstellbar, die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar. Er besitzt eine gepolsterte Rückenstütze. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und einem 47 cm breitem Sitzkissen, ist er dank seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg auch für kräftigere Personen geeignet.

■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitzbreite	470 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Gewicht	10,7 kg
■ Höhe Schiebegriffe	830 - 1020 mm
■ Multifunktionsbremsen mit Feststellfunktion	
■ Maximale Belastbarkeit	200 kg
■ Maximale Belastung Korb	5 kg
■ Farben	rot/silber
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

