



# Forest 3+

für höhere Belastbarkeit

Der Forest 3+ ist ein elektrischer Rollstuhl, der speziell für große Sitzbreiten und für eine höhere Belastbarkeit bis max. 250 kg entwickelt wurde. Komplett mit modernster elektronischer Steuerung und einer Vielzahl von Optionen.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Anpassungsfähigkeit

Kompakt, solide und effizient. Der FOREST 3+ ist der ideale Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Rollstuhl für den Innenbereich und gleichzeitig ein leistungsstarkes Modell für den Außenbereich suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3+.

Die vordere Pendelachse stellt sicher, dass alle vier Räder den Boden berühren und sorgt für eine ruhige Fahrt. Die optionale V-STAB-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, auch auf unebenem Terrain in einer geraden Linie zu fahren, ohne ständig ausgleichen zu müssen. Der Benutzer wird den Komfort des FOREST 3 mit seiner vorgeformten Polsterung und den individuellen Einstellmöglichkeiten, die diesen Stuhl sehr anpassungsfähig machen, zu schätzen wissen.



## Farben (matte und glänzende Farben)



Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

## Optionen



SE09 - Steuerung durch Begleitperson



SE04 Kinnsteuerung



SE55 - verstärkte Steuerung



L58 - verstellbare Kopfstütze



SE83 - Mini-Joystick



B66MAL Hemiplegie Armauflage

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Gesamtlänge	1145 - 1163 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	450 mm
■ Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm

■ Batterie	2 x 12V / 80Ah
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	49 km
■ Gewicht	134,35 kg
■ Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.