

# 28

## Doppelte Kreuzschere HMV-Nr.: 18.50.02.0096

Dieser Stuhl mit doppelter Kreuzschere und fester Rückenlehne kann ein Gewicht von bis zu 110 kg tragen (150 kg bei Rollstühlen mit anatomischen Kissen).



**VERMEIREN**  
we care for you

## Solider Komfort

Ausgestattet mit ein- und ausklappbaren Fußstützen, gekerbten Armlehnen, die einen einfachen Zugang zu einem Tisch ermöglichen, und bequemen langen Armlehnenpolstern. Kleine seitliche Räder an den Fußplatten schützen Ihre Wände und Möbel, während Sie sich fortbewegen.



Anatomische Version (optional) Max. Benutzergewicht: 150 kg

## Farben

C20  
blau

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	560/610/670/720 mm
■ Gesamthöhe	920 mm
■ Gesamtlänge	1110 mm
■ gefaltet	290/290/310/350 mm
■ Sitzbreite	390/440/500/550 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm

## Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **28** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Sitzhöhe	500 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gewicht	+/- 20 kg
■ Maximales Benutzergewicht	(Anatomische Version 150 kg) 110 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.