

eris



VERMEIREN
we care for you

eris

Der Eris Scooter ist Ihr In- und Outdoor-Scooter für kurze Strecken zum Geschäft, zu Freunden oder zur Familie. Komplett mit Blinker und Beleuchtung in LED-Ausführung. Der Einkaufskorb kann abgenommen werden, so dass Sie ihn beim Einkaufen von Kleinigkeiten im örtlichen Lebensmittelgeschäft mitnehmen können

6
km/h



Umbra
grau



Hellelfenbein



Silber



Rot



DISPLAY

Einfach zu bedienendes Display



EINKAUFSKORB

Abnehmbar




LENKSÄULE

Verstellbar für mehr Fahrkomfort



LED-BELEUCHTUNG

LED-Lichtanlage vorne und hinten mit Blinkern



FEDERUNG

Integrierte Stoßdämpfer für ein sanftes Fahrgefühl



DREHBARER SITZ

Ausgestattet mit einer große Tasche auf der Rückseite

GESCHWINDIGKEIT
Bis zu
6 km/h

MAX. REICHWEITE
Bis zu
35 km

BELASTBARKEIT
Bis zu
140 kg



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	570 mm
Gesamtlänge	1185 mm
Gesamthöhe	1150 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Wendekreis	2900 mm
Reichweite*	35 km
Motor	320 W
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Gewicht	75 kg
Maximale Belastbarkeit	140 kg
Batterien	2x12V - 38AhAh

* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.
* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5°.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der
Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



VERMEIREN
we care for you