



PLEGO

CARBON

LEICHTE MOBILITÄT
OHNE KOMPROMISSE



MOBILITÄT IM ALLTAG

Carbonrahmen, kompakte Faltbarkeit und Komfort im Alltag. Perfekt für einen aktiven Lebensstil, auf Reisen und für die Unabhängigkeit im Alltag.

Mit seinem ultraleichten Carbonrahmen, dem kompakten Faltmechanismus und den erstklassigen Komfortmerkmalen ist der PLEGO CARBON wie geschaffen für die Unabhängigkeit im Alltag. Ob zu Hause, in der Stadt oder auf Reisen im Ausland – er bietet die perfekte Balance aus Mobilität, Leistung und Stil.

**JETZT BESUCHEN:
WWW.VERMEIREN.DE**

SANFTES FAHREN IN
ENGEN KURVEN

PASST PROBLEMLOS IN
IHREN KOFFERRAUM

PERFEKT FÜR
IHRE REISEN

FREIHEIT IN JEDER HINSICHT





CARBON

HOCHWERTIGE MATERIALIEN,
ÜBERRAGENDE LEISTUNG

GEFERTIGT AUS EINEM
VOLLCARBONFASERRAHMEN

STÄRKE, LEICHTIGKEIT UND ELEGANZ

AUSGESTATTET MIT ULTRALEICHTEN
MAGNESIUM-FELGEN UND -GABELN

KOMFORT FÜR JEDE REISE

PREMIUM-RÜCKENLEHNE:
SCHAUMSTOFF + 3D-NETZ



VISKOELASTISCHES
SCHAUMSTOFFKISSEN



ABNEHMBARES
KISSEN



RÜCKENTASCHE



GESTALTET JEDE REISE KOMFORTABEL

IN SEKUNDEN GEFALTET

KOMPACTE FREIHEIT
EINFACH GEMACHT



WIR KÜMMERN UNS UM
DEINE MOBILITÄT

Der Plego Carbon ist einer der kompaktesten Elektrorollstühle seiner Klasse, lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und passt problemlos in einen Kofferraum.

IDEAL FÜR STADTLIBEN,
REISEN UND ALLTAG



WE CARE FOR YOU

ENTWICKELT FÜR DAS STADTLIBEN, REISEN

UND ALLTAG

REISEN MIT
EINFACHHEIT

15,15 KG



SORGENFREI
REISEN

Der Plego Carbon ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet, die den internationalen IATA-Standards entspricht und Ihnen somit die Freiheit gibt, unbesorgt zu reisen.

* Hinweis: Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Vorschriften für den Transport von Lithium-Ionen-Batterien und behält sich das Recht vor, endgültig zu entscheiden, ob der Rollstuhl an Bord mitgenommen werden darf. Wir empfehlen Ihnen, sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Beförderungsunternehmen zu erkundigen, ob batteriebetriebene Fahrzeuge mit der Nummer UN3171 zugelassen sind. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

INTELLIGENTE LEISTUNG

Der PLEGO CARBON bietet zuverlässige Leistung für den Alltag. Mit dem programmierbaren Joystick* können Sie Beschleunigung, Ansprechverhalten individuell anpassen und so ein maßgeschneidertes Fahrerlebnis genießen.

*DIE FАHREINSTELLUNGEN KÖNNEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN FACHMANN MITTELS SPEZIELLEM PROGRAMMIERGERÄT ANGEPAST WERDEN.



16 KM REICHWEITE MIT EINEM AKKU
PROGRAMMIERBARER JOYSTICK*
LINUX 250-W-MOTOREN
12,8 AH 25,9-V-LITHIUM-AKKU

WARUM PLEGO CARBON WÄHLEN?

Im Vergleich zu ähnlichen faltbaren Carbonrollstühlen bietet der PLEGO CARBON mehr als nur ein geringes Gewicht. Sein erstklassiger Komfort, die Magnesiumkomponenten und das kompakte Design setzen neue Maßstäbe. Er gehört zu den kompaktesten Elektrorollstühlen auf dem Markt und bietet gleichzeitig den Komfort und die Anpassungsfähigkeit, die Nutzer täglich benötigen.



**LEICHTES GEWICHT, HOHER KOMFORT
UND INTELLIGENTE LEISTUNG**



Mehr als nur Leichtigkeit.
Eine klügere Wahl!

Kategorie	Wert
Breite	590 mm
Länge	915 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	460 mm
Gewicht*	15,15 kg
Rahmen	Vollcarbon (leicht und robust)
Räder und Gabel	Magnesium (leicht und langlebig)
Motoren	Linux 250W
Höchstgeschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	bis zu 16 km
Benutzergewicht	110 kg
Maximale Bordsteinüberwindung	15 mm
Wendekreis	1030 mm
Akku	Lithium-Ionen 12,8 Ah, 25,9 V
Akku herausnehmbar	Ja
Steuerung	Programmierbarer Joystick (individuelles Fahrverhalten)
Rückenlehne	Schaumstoffpolsterung + atmungsaktives 3D-Netzgewebe
Sitzkissen	Visco mit Memory-Schaum, abnehmbar
Faltmechanismus	Einer der kompaktesten seiner Klasse
Transport	Leicht zu verstauen und zu transportieren

* Gewicht ohne Akku und Sitzkissen * Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

**MEHR INFOS UNTER
WWW.VERMEIREN.DE**

PLEGO

C A R B O N



**LEICHT. KOMPAKT.
HOCHWERTIGER KOMFORT.**



VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
40472 Düsseldorf - Deutschland
www.vermeiren.de
info@vermeiren.de