



Batterie Deklaration

Der Hersteller:

VERMEIREN GROUP
Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Adresse:

Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgien

Erklärt unter der eigenen Verantwortung, dass CE-markierte Produkte:

Produktgruppe:	Elektrollstühle		
Marke:	VERMEIREN		
Typ:	Verso	Plego	Plego Carbon
Basic UDI N°:	5415174VersoG7	5415174PlegoCH	5415174PlegoCarbonNS

Bei den in den Rollstühlen Verso und Plego verwendeten Batterien handelt es sich um Lithium-Batterien (24V/12.8 Ah, 24V/17.5 Ah, 25.9V/12.8 Ah), die für die Verwendung in Rollstühlen oder Mobilitätshilfen ausgelegt sind. Sie erfüllen die Anforderungen aller Prüfungen des UN-Handbuchs der Prüfungen und Kriterien, Teil III, Unterabschnitt 38.3, wie im IATA-Leitfaden für die Beförderung von batteriebetriebenen Rollstühlen und Mobilitätshilfen, die von Passagieren mitgeführt werden, gefordert.

Die Lithiumbatterie(n) muss/müssen in der Mobilitätshilfe eingebaut bleiben und vor dem Verladen im Luftverkehr ausgeschaltet werden, wie in der Gebrauchsanweisung der Mobilitätshilfe beschrieben..

Außerdem:

Für batteriebetriebene Mobilitätshilfen, die von Fluggästen benutzt werden, ist die Genehmigung des Luftfahrtunternehmens erforderlich. Mindestens 48 Stunden vor der Reise oder zum Zeitpunkt der Buchung sollte der Nutzer der Mobilitätshilfe, das Reisebüro, der Reiseveranstalter oder andere Buchungswebsites Dritter die Genehmigung des Luftfahrtunternehmens für die Beförderung der batteriebetriebenen Mobilitätshilfe einholen.

Ort, Datum: Kalmthout, 2026-04-24

Unterschrift:

Name: Patrick Vermeiren
Funktion: CEO

VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout – Belgium
Tel. +32 3 620 20 20
VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen
www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certified ISO 13485