

# SCOOTER

NEUE EDITION



**VERMEIREN**  
we care for you

01

eris

02

ceres

03

carpo

04



OPTIONEN

HERGESTELLT

IN EUROPA

## VERBESSERTER QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Wir von **VERMEIREN** sind sehr stolz auf die sorgfältige Verarbeitung unserer Scooter Modelle Eris, Ceres und Carpo, die direkt hier in Europa hergestellt werden. Dies ist nicht nur eine Entscheidung für die Herstellung, sondern auch ein Beweis für unser Engagement für hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit.

## KOMPETENZ UND ERFAHRUNG

Jeder Scooter in unserer Produktpalette wird mit unermüdlicher Liebe zum Detail und Qualität gefertigt. Unser Produktionsprozess, der von unseren qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt wird, basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung. Von der ersten Entwurfsphase bis zum letzten Schliff wird jeder Schritt sorgfältig ausgeführt, um sicherzustellen, dass unsere Scooter nicht nur die höchsten Standards erfüllen, sondern auch übertreffen.

## LOKALE PRODUKTION, GLOBALE WIRKUNG

Wenn Sie sich für einen Eris-, Ceres- oder Carpo-Scooter entscheiden, kaufen Sie nicht nur ein Transportmittel, sondern investieren in europäische Handwerkskunst, Qualität und Zuverlässigkeit. Erleben Sie mit uns den Unterschied, den ein mit Leidenschaft, Fachwissen und Engagement hergestelltes Produkt ausmacht, und einer Verpflichtung zu Spitzenleistungen.



# eris

Der Eris Scooter ist Ihr In- und Outdoor-Scooter für kurze Strecken zum Geschäft, zu Freunden oder zur Familie. Komplett mit Blinker und Beleuchtung in LED-Ausführung. Der Einkaufskorb kann abgenommen werden, so dass Sie ihn beim Einkaufen von Kleinigkeiten im örtlichen Lebensmittelgeschäft mitnehmen können

6  
km/h

Umbragrau

Hellelfenbein

Silber

Rot



#### DISPLAY

Einfach zu bedienendes Display



#### EINKAUFSKORB

Abnehmbar




#### LENKSÄULE

Verstellbar für mehr Fahrkomfort



#### LED-BELEUCHTUNG

LED-Lichtanlage vorne und hinten mit Blinkern



#### FEDERUNG

Integrierte Stoßdämpfer für ein sanftes Fahrgefühl



#### DREHBARER SITZ

Ausgestattet mit einer großen Tasche auf der Rückseite



GESCHWINDIGKEIT  
Bis zu  
6 km/h

MAX. REICHWEITE  
Bis zu  
35 km

BELASTBARKEIT  
Bis zu  
140 kg



## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Gesamtbreite	570 mm
Gesamtlänge	1185 mm
Gesamthöhe	1150 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Wendekreis	2900 mm
Reichweite*	35 km
Motor	320 W
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Gewicht	75 kg
Maximale Belastbarkeit	140 kg
Batterien	2x12V - 38AhAh

\* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.  
\* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5°. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.

# ceres

Der Ceres SE ist ein Outdoor-Scooter, der Design, Qualität und Komfort harmonisch vereint und in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Leistung das optimale Gleichgewicht für tägliche Fahrten bietet.



## DISPLAY

Einfach zu bedienendes Display



## EINKAUFSKORB

Abnehmbar




## LENKSÄULE

verstellbar für mehr Fahrkomfort



## LED-BELEUCHTUNG

LED-Lichtanlage vorne und hinten mit Blinkern



## FEDERUNG

Integrierte Stoßdämpfer für ein sanftes Fahrgefühl



## DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

Für mehr Komfort, ausgestattet mit einer abnehmbaren Kopfstütze



GESCHWINDIGKEIT  
Bis zu  
15 km/h

MAX. REICHWEITE  
Bis zu  
35 km

BELASTBARKEIT  
Bis zu  
140 kg



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	620 mm
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamthöhe	1280 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Wendekreis	2800 mm
Reichweite*	35 km
Motor	450 W
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Gewicht	106 kg
Maximale Belastbarkeit	140 kg
Batterien	2x12V - 38Ah/50Ah

\* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.  
\* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5°. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.

# carpo

Der Carpo SE ist ein moderner Outdoor-Scooter, der für den täglichen Gebrauch konzipiert wurde und besten Komfort und Leistung für ausgedehnte Fahrten bei jedem Wetter bietet. Er verfügt über ein voll ausgestattetes, sportliches Aussehen.

15  
km/h



Umbra  
grau



Hellelfenbein



Silber



Rot

## VERSTELLBARE ARMLEHNEN

in Höhe und Breite verstellbar  
für mehr Komfort



## DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

Für mehr Komfort, ausgestattet mit  
einer abnehmbaren Kopfstütze



## BELEUCHTUNG

Lichtanlage vorne und  
hinten mit Blinkern



## GROSSE BODENFREIHEIT

für bestes Fahrgefühl  
im Freien



## EINKAUFKORB

Abnehmbar



## LCD-DISPLAY UND USB-ANSCHLUSS

USB-Anschluss für Smartphone-Ladegerät,  
einfach zu bedienendes LCD-Display





GESCHWINDIGKEIT  
Bis zu  
15 km/h

MAX. REICHWEITE  
Bis zu  
45 km

BELASTBARKEIT  
Bis zu  
150 kg



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	660 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamthöhe	1390 mm
Sitzhöhe	480-555 mm
Wendekreis	2000 mm
Reichweite*	45 km
Motor	750 W
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Gewicht	144 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg
Batterien	2x12V - 100Ah

\* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.  
\* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5%.  
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der  
Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.

# OPTIONEN

**VERMEIREN** bietet eine große Auswahl an Zubehör für Ihren Scooter. Vom Gehstützenhalter bis zum Wetterdach, optimieren Sie die Nutzung Ihres Scooters mit einer Auswahl unserer Optionen.

	Eris	Ceres SE	Carpo SE
• SW31	●	●	●
• B83		●	●
• SW06		●	●
• SW03		●	●
• SW83		●	●
• SH08	●	●	●
• SW09		●	●
• SW84		●	●
• MOVO		●	●



**SW31**  
Gehstützenhalter



**B83**  
Sauerstoffflaschenhalter



**SH08**  
Abdeckhaube



**SW09**  
Windschutzscheibe






**SW06**  
Rollatorhalter



**SW03**  
Transportkoffer



**SW84**  
erhöhtes Fußbrett



**SW83**  
Sauerstoffhalterung



# mevo

evolution





# DIE ULTIMATIVE 4-JAHRESZEITEN- ÜBERDACHUNG FÜR SCOOTER



**Developed in Canada**

Developed and designed by Quebec engineers.

## EGAL BEI WELCHEM WETTER

Das Movo-Wetterdach schützt Sie in erster Linie vor der Sonne, aber auch vor allen anderen Wetterbedingungen. Es kombiniert Regenschutz, Windschutzscheibe und Sonnenblende und schützt auch vor Kälte und Wind.

## FÜR IHREN SCOOTER

Dank einer ausgeklügelten Montage mit der Kupplung unter dem Sitz ist das Movo-Wetterdach mit den meisten Modellen von **VERMEIREN** kompatibel, einschließlich Ceres und Carpo.

## EIN VERDECK, DAS SICH IM HANDUMDREHEN IN EINE KABINE VERWANDELT.

Dank der einziehbaren Technik muss das Wetterdach nicht immer heruntergelassen werden. Je nach Wetterlage können Sie die Position wählen, die Ihnen am besten gefällt. Sie haben also die Wahl: Verdeck und Kabinenoption mit demselben Produkt.



## SUPERSCHNELLE MONTAGE

Sie können das Movo-Wetterdach in weniger als 10 Sekunden montieren oder demontieren. Das ist ultra-schnell.



## EINFACH ZU MONTIEREN

Auf unserer Website finden Sie eine ausführliche Montageanleitung und ein genaues Montagevideo, so dass Sie das Wetterdach in weniger als 15 Minuten montieren können. Nach der Montage kann die Installation in weniger als 10 Sekunden abgeschlossen werden.



## KOMPAKTE BAUWEISE

Mit einer Breite von 74 cm passt das Movo-Wetterdach durch alle Öffnungen, auch durch kleine Innentüren.



## ULTRALEICHT

Mit einem Gesamtgewicht von 8,7 kg (19 lbs) kann das Movo-Wetterdach leicht von einer Person montiert werden.



carpo

FOG LIGHT

HEADLIGHT

12V 15W  
SMD 4013518

SHOCK ABSORBER

Blue logo









Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



**VERMEIREN**  
we care for you