

CERES SE

HMV-Nr.: 18.51.05.1043

- Länge : 1300 mm
- Breite : 620 mm
- Höhe : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 38Ah
- Reichweite : ca. 35 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Rot, Umbra
Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 3.718,00



* Maximale Reichweite

ERIS

HMV-Nr.: 18.51.05.1041

- Länge : 1185 mm
- Breite : 570 mm
- Höhe : 1150 mm
- Batterie : 2 x 12V - 38Ah
- Reichweite : 35 - 45 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Silber, Rot, Umbra
Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 3.227,00



* Maximale Reichweite

VENUS 4 SPORT

- Länge : 1040 mm
- Breite : 560 mm
- Höhe : 900 mm
- Batterie : 2 x 12V - 20Ah
- Reichweite : 18 km*
- Gewicht ohne Batterien und Sitz : 34 kg
- Belastbarkeit : 115 kg
- Farbe : Silbergrau
- PU bereift

inkl. MwSt.
€ 2.362,00



6
km/h



* Maximale Reichweite

ONE

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 15Ah
- Reichweite : 16 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

inkl. MwSt.
€ 2.083,00

6
km/h



* Maximale Reichweite

ONE AIR+

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 25Ah
- Reichweite : 30 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

inkl. MwSt.
€ 2.320,00

6
km/h



* Maximale Reichweite

Ausgestattet mit zwei
25Ah-Batterien und **Luftbereifung** mit
einer Reichweite von bis zu **30 km !**

SEDNA PREMIUM

- Länge : 960 mm
- Breite : 530 mm
- Höhe : 870 mm
- Batterie : 24V - 11,5Ah
- Reichweite : 15 km*
- Gewicht : 31,6 kg
- Gewicht ohne Batterien und Sitz : 28,8 kg
- Belastbarkeit : 115 kg
- Farbe : Rot
- Optionen : Einkaufsnetz
- Standard mit Armlehnen, Drehstuhl und Luftreifen

inkl. MwSt.
€ 4.029,00

6
km/h



* Maximale Reichweite

Mein Leben, meine Freiheit



VERMEIREN
we care for you

MERCURIUS 4D

- Länge : 1440 mm
- Breite : 680 mm
- Höhe : 1360 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 40 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Champagner

inkl. MwSt.
€ 6.120,00



* Maximale Reichweite

CERES SE

- Länge : 1300 mm
- Breite : 620 mm
- Höhe : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 50Ah
- Reichweite : ca. 30 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Rot, Umbrä
Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 5.257,00



* Maximale Reichweite

CERES SE

- Länge : 1300 mm
- Breite : 620 mm
- Höhe : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 50Ah
- Reichweite : ca. 48 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Rot, Umbrä
Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 4.430,00



* Maximale Reichweite

CARPO 2 SE

- Länge : 1535 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1390 mm
- Batterie : 2 x 12V - 100Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Rot, Umbrä
Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 5.977,00



* Maximale Reichweite

CARPO 4D

- Länge : 1450 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1350 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Grau

inkl. MwSt.
€ 5.986,00



* Maximale Reichweite

CARPO 4

- Länge : 1450 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1350 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Champagner

inkl. MwSt.
€ 5.914,00



* Maximale Reichweite

mevo
evolution

inkl. MwSt.
€ 1.250,00



Wetterdach für Elektromobile.
Im neuen Design.

(Kann mit anderen Optionen nicht kompatibel sein.)



Windschild
nur für Ceres SE - 6 km/h



Gehstockhalter



Rollatorhalter



Abdeckhaube



Utensilienbox



Sauerstoffflaschenhalter

V.H.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 10/2024



VERMEIREN
Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12a 40472 Düsseldorf

Telefon: 02 11 / 94 27 90

Telefax: 02 11 / 65 36 00

E-mail: info@vermeiren.de



* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Das abgebildete Modell dient nur zur Veranschaulichung. Einige Punkte können optional sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VERMEIREN
we care for you