



one

Kompakter Mini-Scooter  
Perfekt für tägliche Fahrten  
Angepasst an Ihren Stil

**Wir stellen vor: One, eine Kombination von Kompaktheit und Stil in einem Scooter. Geeignet sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.**

Sein leichtes und kompaktes Design machen ihn zum ultimativen Begleiter für Ihre täglichen Fahrten und bringt Sie mühelos durch jede städtische Umgebung. Genießen Sie die Freiheit und den Komfort, den der **One** in Ihr Leben bringt. Erleben Sie die Freude, einen Scooter zu besitzen, der perfekt zu Ihrem Stil passt und sich an Ihre dynamische Lebensweise anpasst.

**one**





## Erleben Sie die Kraft von **One = 4**

Passen Sie Ihren Scooter an Ihre Stimmung und Ihrem Outfit an

Der Scooter **One** wird mit 4 austauschbaren Farben geliefert. Durch einfaches Auswechseln der Farben können Sie Ihren perfekten Look für jede Gelegenheit in wenigen Sekunden kreieren. Ein Scooter, vier tolle Styles - das ist die ultimative Lösung für Individualität und Personalisierung.

Kein Werkzeug erforderlich





## Einfach zu bedienen

Ausgestattet mit einem um 360° schwenkbaren Sitz und klappbaren Armlehnen um es dem Benutzer zu ermöglichen, leicht in den Scooter ein- und auszustiegen.



Benutzerfreundlicher Controller mit einer LED-Anzeige für den Batteriestatus. Bequem und einfach zu bedienen.





## Einstellbar

Verstellbare Lenksäule, mit der der Benutzer mühelos seine optimale Fahrposition für maximalen Komfort finden kann.



## Kompakt und effizient

In sekundenschnelle vollständig zerlegbar.  
Der **One** Scooter kann mühelos verstaut und transportiert werden, das macht ihn für den Benutzer besonders bequem.



Mit einem beeindruckenden kleinen Wenderadius von 115 cm, zeichnet sich der **One** als kompakte Indoor-Mobilitätslösung aus. Ideal für Fahrten zum Supermarkt, Restaurantbesuche oder zum Manövrieren in kleinen Räumen.



Passt in ein kleines Auto





one

Scooter

3 VERSIONEN



# one

Ihr **täglicher** Begleiter

6  
km/h



Reichweite bis zu

16 km



**15 Ah Batterie (24 V) | PU-bereift**







# one+

Ein Plus an mehr

6  
km/h



Reichweite bis zu

30 km



**25 Ah Batterie (24 V) | PU-bereift**





# one air+

Ein Plus an mehr **Komfort**

6  
km/h



Reichweite bis zu

30 km



**25 Ah Batterie (24 V) | Luftbereift**





## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	490 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Sitzhöhe	525-570 mm
■ Wendekreis	1150 mm
■ Batterie	24V - 15 Ah

■ Reichweite	16 km*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h*
■ Gewicht	44,9 kg
■ Benutzergewicht	136 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

\* Reichweite und Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%)



## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	490 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Sitzhöhe	525-570 mm
■ Wendekreis	1150 mm
■ Batterie	24V - 25 Ah

■ Reichweite	30 km*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h*
■ Gewicht	50 kg
■ Benutzergewicht	136 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

\* Reichweite und Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Geschwindigkeiten und Reichweite können variieren (ca. 15%)

one



V.R.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 07/2024

**VERMEIREN**  
we care for you