

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

CARPO 2 SE

15 km/h

Belastbarkeit 150 kg



KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

empf. Verkaufspreis:

€ 5.023,00

Farben

rot	Artikel-Nr.: 5145282
umbra grau	Artikel-Nr.: 5147275
hellelfenbein	Artikel-Nr.: 5147274

Technische Daten

Länge	1550 mm
Breite	660 mm
Höhe	1390 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	144 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 50 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	drehbarer, höheneinstellbarer Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	USB-Anschluss	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LCD-Display mit Tachometer	●
<input checked="" type="checkbox"/>	P-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablagefach	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Blinker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 100 Ah	●

Zubehör*

SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SV08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1911631



95,50

Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

SW04 Movo Wetterdach
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.