

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# Mercurius 4 D

15 km/h

Belastbarkeit 150 kg



empf. Verkaufspreis: **€ 5.143,00**

### Farben

champagner Artikel-Nr.: 5144991

### Technische Daten

Länge	1430 mm
Breite	680 mm
Höhe	1355 mm
Sitztiefe	490 mm
Sitzbreite	460 mm
Sitzhöhe	470-495 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	116,75 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 40 km
Motorleistung	1000 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	14%
Wenderadius	3740 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	drehbarer, höheneinstellbarer Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	USB-Anschluss	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LCD-Display mit Tachometer	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Delta-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Blinker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 75 Ah	●

### Zubehör

**SW03** Heckbox verschließbar  
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

**SW31** Gehstützenhalter  
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator)  
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

**SH08** Abdeckhaube  
Artikel-Nr.: 1921617



149,00

Heckwarntafel  
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter  
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

Andere Kombinationen mit Heckwarntafel  
nicht möglich!

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.