

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

CERES SE

Belastbarkeit 140 kg
Geschwindigkeit: 10 km/h



empf. Verkaufspreis:

€ 3.723,00

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farbe

rot umbra grau hellelfenbein

Technische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Länge | 1300 mm |
| Breite | 620 mm |
| Höhe | 1280 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Sitzbreite | 430 mm |
| Sitzhöhe | 450-500 mm |
| Bodenfreiheit | 115 mm |
| Gewicht | 106 kg |
| Belastbarkeit | 140 kg |
| Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Reichweite | ca. 48 km |
| Motorleistung | 450 Watt |
| Batterie | 2x 12 V 50 Ah |
| Steigfähigkeit | 10% |
| Wenderadius | 2800 mm |
| Räder vorne/hinten | 4.00-5 |

Serienausstattung

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ergonomisch geformter Sitz | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | höhenverstellbare Kopfstütze | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rückenneigungsverstellung | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sitztiefenverstellung | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | höhenverstell-, und abklappbare Armlehnen | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | stufenlos winkelverstellbare Lenksäule | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P-Lenker | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | zwei Rückspiegel | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Einkaufskorb mit Quick Release | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LED-Beleuchtung | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LED-Fahrtrichtungsanzeiger | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zentralfederung der Hinterachse | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beidseitige Federung der Lenkräder | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Akku-Ladegerät | ● |

Zubehör*

SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1921617



149,00

Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

SW04 Movo Wetterdach
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.