

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:



Kommission:

Datum:

RSX



100% personalisiert, einstellbare Federung, ab 6,5 kg, geschweißte Rückenlehne und Kleiderschutz, Verstellbare Sitzschlaufe, Verstellbare Rückenlehne mit atmungsaktivem Stoff, 24 Zoll Design-Hinterräder (leicht)



A:.....cm

C:.....cm

D:.....cm

E:.....cm

F:.....cm

G:.....cm

H:.....cm

I:.....cm

☐ RSX Federung (max. 125 kg Benutzergewicht)	+RSX2100	€ 5.627,00
☐ RSX starr	+RSX2133	€ 4.975,00
☐ A; Sitzbreite (mit abnehmbaren Seitenteilen beträgt die effektive Sitzbreite +1 cm)	+RSX2200	€ -
☐ Breite der Laufrolle (hart zu hart)	☐ 41cm ☐ 46,5cm ☐ 52cm 56,5 cm	+RSX2158 € -

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:








Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ Teilweise kegelförmiger Sitzrahmen	+RSX2220	€ -
		
☐ Vorderrahmen (optional, mindestens 20 cm Abstand zwischen den Rahmenrohren)	+RSX2130	€ 288,00
 Straight  U-frame  V-frame  Y-frame		
☐ C; Sitztiefe	+RSX2300	€ -
☐ Ergonomischer Sitz	+RSX2350	€ 275,00
		
☐ Rahmenverlängerung vom Sitzgurt nach vorne	+RSX2190	€ 364,00
		
☐ D; Rahmenlänge: vordere Rückenlehne bis vordere Fußstütze	+RSX2195	€ -
☐ E; Höhe Rückenlehne	+RSX2400	€ -
☐ Rückenlehne klappbar/Winkel verstellbar (abnehmbare Seitenschutzvorrichtungen auswählen)	+RSX2410	€ 273,00
☐ Rückenlehne geschweißt	+RSX2420	€ -
☐ Rückenlehnen-Winkel 90° zum Boden	+RSX2700	€ -
☐ Rückenlehne < 90° (nach vorne geneigt)	+RSX2710	€ -
☐ Rückenlehne > 90° (nach hinten geneigt)	+RSX2720	€ -
		
☐ Integrierte Seitenpelotten, Nylonseiten und luftdurchlässigem Mittelstoff	+RSX2442	€ 1.322,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:









Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ Lendengeformte Rückenlehnenrohre	+RSX2440	€ 154,00
  		
  		
☐ Personalisierter Tiefenstabilisator der Rückenlehne (standard 6 cm)	+RSX2435	€ 194,00
		
☐ Rückenlehne arretierbar	+RSX2430	€ 262,00
☐ Rückenlehne mit Zugschnur arretierbar	+RSX2431	€ 438,00
☐ Rückenlehnenpolsterung mit anpassbarem Rücken (Standard)	+ACT2460	€ -
☐ Polsterung der mittleren Rückenlehne aus atmungsaktivem Stoff (schwarz)	+ACT2464	€ -
☐ Mittlere Rückenlehne gepolstert aus Nylon: ☐ Rot ☐ Blau ☐ Gelb ☐ Grün ☐ Weiß ☐ Schwarz	+ACT2465	€ -
☐ Vom Kunden bereitgestellter Stoff		
☐ Seitliche Rückenlehne gepolstert aus Nylon: ☐ Rot ☐ Blau ☐ Gelb ☐ Grün ☐ Weiß ☐ Schwarz	+ACT2469	€ -
☐ Vom Kunden bereitgestellter Stoff		
☐ Anpassbare Rückenlehne, Polsterung und Kissenbezug Kunstleder	+ACT2451	€ 812,00
☐ Anpassbare Rückenlehnenpolsterung in Leder	+ACT2452	€ 447,00
☐ Anpassbare Rückenlehnenpolsterung in Kunstleder	+ACT2450	€ 151,00
☐ Sitztiefe verstellbar (Rückenlehne auf Klemmblock)	+ACT2445	€ 243,00
		
☐ F; Rahmenhöhe vorne	+RSX2500	€ -
☐ G; Rahmenhöhe hinten	+RSX2510	€ -
☐ H; Schwerpunkt (C.O.G.)	+RSX2800	€ -
☐ Zweite Hinterachse C.O.G. cm (mittlere Rückenlehne/Mittelachse (Handbike-Achse))	+RSX2880	€ 828,00
☐ Radsturz Grad (0 - 20°)	+RSX2900	€ -

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ I; Fußstütze, verschweißt (Fußstützenrohr)	+RSX2951	€ 234,00
☐ I; Fußstütze, höhen- und winkelverstellbar (Aluminiumplatte 22x12cm)	+RSX2952	€ -
☐ I; Freiraum unter der Fußstütze	+RSX2950	€ -
☐ Maximale Gesamtbreite* *als Anhaltspunkt (abhängig von Sitzbreite, Sturz und Radstand)	+RSX2600	€ -
☐ Radabstand Standard 2,5 cm, oder cm	+RSX2610	€ -
OPTIONEN		
☐ Aluminium Sitzplatte auf Rahmen geschweißt	+RSX2230	€ 256,00
☐ Scherenbremsen (nicht bei allen Modellen verfügbar)	+RSX3032	€ -
☐ Scherenbremsen kompakt	+RSX3031	€ 253,00
☐ Druck-/Zugbremse	+RSX3040	€ -
☐ Druck-/Zugbremse kompakt	+RSX3045	€ 253,00
! Abnehmbare Seitenteile erhöhen die effektive Sitzbreite um +1 cm !		
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium mit Schutzblech	+RSX3140	€ 404,00
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium, Standardhöhe (21 cm)	+RSX3146	€ -
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium, persönliche Maße	+RSX3148	€ 347,00
☐ Aluminium geschweißte Seitenteile mit Schutzblech	+RSX3150	€ 404,00
☐ Aluminium geschweißte Seitenteile, persönliche Maße	+RSX3155	€ -

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:


Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

OPTIONEN

☐ Carbon-Seitenteile zum Anschrauben (nur mit geschweißter Rückenlehne)	+RSX3156	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile mit Kotflügel zum Anschrauben (nur mit angeschweißter Rückenlehne)	+RSX3158	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile, abnehmbar	+RSX3157	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile mit Schutzblech, abnehmbar	+RSX3159	€ 632,00
☐ Gummistreifen an den Seitenteilen	+RSX3160	€ -
☐ Geschweißtes Rohr an den Seitenteilen (innen)	+RSX3170	€ 318,00
☐ Geschweißtes Rohr an den Seitenteilen (außen)	+RSX3175	€ 318,00
☐ Innenseite der Seitenteile mit Schaumstoff ausgekleidet, 1 cm	+RSX3177	€ 92,00
☐ Innenseite der Seitenteile mit Schaumstoff ausgekleidet, 2 cm	+RSX3178	€ 130,00
☐ Höhenverstellbare/abnehmbare Armlehnen (nur mit Aluminium-Seitenteil) ☐ kurz (16cm) ☐ standard (26cm) ☐ lang (36cm)	+RSX3550	€ 484,00
☐ Armlehnenpolster gerade (36cm)	+RSX3557	€ -
☐ Armlehne höhenverstellbar Typ E.T., kurz	+RSX3555	€ 920,00
☐ Armlehne höhenverstellbar Typ E.T., lang	+RSX3556	€ 920,00
		
☐ Rahmenprotektoren, schwarz	+RSX3042	€ 233,00
☐ Kippschutz, Schnellverschluss, links	+RSX3250	€ 289,00
☐ Kippschutz, Schnellverschluss, rechts	+RSX3255	€ 289,00
☐ Kippschutz, wegschenkbar ☐ links ☐ rechts	+RSX3256	€ 335,00
☐ Wadenband	+RSX3350	€ 56,00
☐ Fußschlaufe	+RSX3354	€ 40,00
		
☐ Fußschlaufe aus PVC	+RSX3355	€ 92,00
☐ Fußschlaufe (A2J) cm	+RSX3356	€ 132,00
☐ Fußplatte ABS (nur am Fußstützenrohr)	+RSX3358	€ 105,00
☐ Fußplatte Aluminium (am Fußstützenrohr)	+RSX3657	€ 158,00
☐ Anti-Rutsch Belag auf Fußplatte	+RSX3655	€ 33,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:



Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

OPTIONEN

☐ Fußplatte in Sondergröße	+RSX3651	€ 200,00
		
☐ Erhöhte Kanten an der Fußplatte (bitte Zeichnung hinzufügen)	+RSX3465	€ 216,00
		
☐ Separate klappbare Fußstützen, einschließlich zusätzlichem Stabilisator	+RSX3468	€ 474,00
☐ Schwenkbare Fußstütze (einteilig)		
☐ Links, einschließlich zusätzlichem Stabilisator	+RSX3475	€ 395,00
☐ Rechts, einschließlich zusätzlichem Stabilisator		
☐ Rückwärts		
☐ Zusätzlicher Stabilisator für den Vorderrahmen	+RSX3480	€ 454,00
☐ Klappbare Schiebegriffe	+RSX3705	€ 485,00
☐ Schiebegriffe am Stabilisator der Rückenlehne (kombiniert mit geschweißter oder arretierbarer Rückenlehne)	+RSX3716C	€ 522,00
☐ Schwerlast höhenverstellbare/abnehmbare Schiebegriffe. Höhe vom Boden cm	+RSX3717	€ 605,00
☐ Schiebestange	+RSX3719	€ 430,00
☐ Schiebegriffe verstärkt	+RSX3706	€ 414,00
☐ Gehstockhalterung, Schnellverschluss aus Edelstahl	+RSX3062	€ 181,00
☐ Standard-Schwenkbeinstütze, 90°, links (zusätzlich +ACT3686 erforderlich)	+RSX3682	€ 515,00
☐ Standard-Schwenkbeinstütze, 90°, rechts (zusätzlich +ACT3686 erforderlich)	+RSX3683	€ 515,00
☐ Standard-Schwenkbeinstütze, 75°, links (zusätzlich +ACT3686 erforderlich)	+RSX3684	€ 515,00
☐ Standard-Schwenkbeinstütze, 75°, rechts (zusätzlich +ACT3686 erforderlich)	+RSX3685	€ 515,00
☐ Beinstütze in Rahmen eingeschweißt, links (Beinstütze nicht im Lieferumfang enthalten) Nur in Kombination mit Kastenrahmen +ACT3450	+RSX3686	€ 548,00
☐ Beinstütze in Rahmen eingeschweißt, rechts (Beinstütze nicht im Lieferumfang enthalten) Nur in Kombination mit Kastenrahmen +ACT3450	+RSX3687	€ 548,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

OPTIONEN

☐ Komfortable wegschwenkbare Beinstütze, links. Inklusive Kunststoff-Wadenplatte	+RSX3688	€ 899,00
☐ Komfortable wegschwenkbare Beinstütze, links. Inklusive gepolsterter Wadenauflage	+RSX3688a	€ 920,00
☐ Komfortable wegschwenkbare Beinstütze, rechts. Inklusive Kunststoff-Wadenplatte	+RSX3689	€ 899,00
☐ Komfortable wegschwenkbare Beinstütze, links. Inklusive gepolsterter Wadenauflage	+RSX3689a	€ 920,00
☐ Sicherheitsgurt (Nylon und Klettverschluss), cm	+RSX3805	€ 94,00
☐ Oberschenkelgurt A2J 2D ☐ klein STR402 ☐ groß	+STR401	€ 244,00
☐ Beckengurt A2J 3D ☐ klein STR502 ☐ groß	+STR501	€ 253,00
☐ Transporthaken, hinten und vorne verschweißt (ISO 7176-19 konform)	+RSX3876	€ 357,00
☐ Aluminium geschweißte Verschleißplatte an der Hinterachse	+RSX3870	€ 155,00
☐ Therapietisch personalisierte Größe (bitte Zeichnung hinzufügen)	+RSX3877	€ 1.076,00
☐ Therapietischaufnahme, eingeschweißt im Rahmen	+RSX3878	€ 360,00
☐ Frog-Leg, gefederte Vordergabel	+RSX3886	€ 828,00
☐ Mono-Gabel, 1,5" breit (nur 4" oder 5" Räder)	+RSX3885	€ 376,00
☐ Einhandantrieb 24" / 25" / 26" links / rechts (nicht möglich mit HD Rahmen)	+RSX3890	€ 1.922,00
☐ Personalisierter Einhandantrieb (bitte Zeichnung hinzufügen)	+RSX3893	€ 757,00
☐ Vorbereitung für elektronischen Antrieb (Alber/Decon) 12,7 mm	+RSX3895	€ 1.319,00
☐ Batec Bloc einschließlich Rahmenanpassungen. Auf diesen Artikel gibt es keinen Rabatt.	+BAT0011	€ 513,00

VORDERRÄDER

☐ 3" LED Räder	+WHLV300	€ 142,00
☐ 3" Sport (hart)	+WHLV310	€ -
☐ 3" Frogleg extra breit	+WHLV330	€ 204,00
☐ 4" LED Räder	+WHLV400	€ 142,00
☐ 4" Sport / Alltag (hart)	+WHLV410	€ -
☐ 4" Soft Rol	+WHLV420	€ 158,00
☐ 4" Star-Wheel	+WHLV515S	€ 191,00
☐ 5" LED Räder	+WHLV500	€ 142,00
☐ 5" Alltag (hart)	+WHLV510	€ -
☐ 5" Soft Rol	+WHLV520	€ 158,00
☐ 5" Star-Wheel	+WHLV530	€ 191,00
☐ 6" Poly	+WHLV610	€ 110,00
☐ 6" Frogleg extra breit	+WHLV630	€ 204,00
☐ Staubschutzkappen	+WHLV518	€ 52,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

HINTERRÄDER		
☐ 20" Räder	+WHL20000	€ -
☐ 22" Räder	+WHL22000	€ -
☐ 24" Räder ☐ Schwarz ☐ Silber ☐ Rot ☐ Blau (passende Gabeln)	+WHL24000	€ -
☐ 24" Sports Räder	+WHL24005	€ -
☐ 24" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL24012	€ 1.048,00
☐ 24" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL24024	€ 1.048,00
☐ 24" Off Road Räder, Aluminium-Greifreifen, inkl. ATB-Reifen ab 24"/25"/26"	+WHL24300	€ 789,00
☐ 25" Räder ☐ Schwarz ☐ Silber ☐ Rot ☐ Blau (passende Gabeln)	+WHL25000	€ -
☐ 25" Sports Räder	+WHL25005	€ -
☐ 25" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL25012	€ 1.048,00
☐ 25" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL25024	€ 1.048,00
☐ 26" Sports Räder	+WHL26024	€ -
☐ 26" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL26012	€ 1.048,00
☐ 26" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL26024	€ 1.048,00
☐ 28" Sports Räder	+WHL27000	€ -
* Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Spinergy-Design		
BEREIFUNG		
☐ 24" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA24000	€ 92,00
☐ 24" Schwalbe Right Run	+BUBA24060	€ -
☐ 24" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA24100	€ 67,00
☐ 24" PU Bereifung	+BUBA24300	€ 294,00
☐ 25" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA25000	€ 92,00
☐ 25" Schwalbe Right Run	+BUBA25060	€ -
☐ 25" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA25100	€ 67,00
☐ 25" PU Bereifung	+BUBA25300	€ 294,00
☐ 26" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA26000	€ 92,00
☐ 26" Schwalbe Right Run	+BUBA26060	€ -
☐ 26" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA26100	€ 67,00
☐ 26" PU Bereifung	+BUBA26300	€ 294,00
☐ 28" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA27100	€ 67,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

RSX

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

GREIFREIFEN UND SPEICHENSCHUTZ KURZ		
☐ Greifreifen Aluminium, kurz (Standard)	+HPL100	€ -
☐ Greifreifen Edelstahl, kurz	+HPL200	€ 354,00
☐ Greifreifen mit Silikonüberzug, kurz	+HPL300	€ 188,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve (24", 25"), kurz	+HPL400	€ 776,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve L (24", 25", 26"), kurz	+HPL415	€ 776,00
☐ Greifreifen Titan, kurz (24")	+HPL500	€ 918,00
☐ Greifreifen Holz, kurz (24", 25", 26")	+HPL750	€ 781,00
☐ Greifreifen Quadro, kurz (24", 25", 26")	+HPL850	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko, kurz (24", 25", 26")	+HPL950	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko S, kurz (24", 25", 26")	+HPL970	€ 781,00
GREIFREIFEN UND SPEICHENSCHUTZ BREIT		
☐ Greifreifen Aluminium (Standard)	+HPL110	€ -
☐ Greifreifen Edelstahl	+HPL210	€ 354,00
☐ Greifreifen mit Silikonüberzug	+HPL310	€ 188,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve (24", 25")	+HPL410	€ 776,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve L (24", 25", 26")	+HPL420	€ 776,00
☐ Greifreifen Titan (24")	+HPL510	€ 918,00
☐ Greifreifen Holz (24", 25", 26")	+HPL760	€ 781,00
☐ Greifreifen Quadro (24", 25", 26")	+HPL860	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko (24", 25", 26")	+HPL960	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko S (24", 25", 26")	+HPL980	€ 781,00
SPEICHENSCHUTZ		
☐ Speichenschutz, transparent (Paar)	+SBS120	€ 238,00
☐ Speichenschutz, schwarz (Paar)	+SBS140	€ 238,00
SITZKISSEN		
☐ Sitzkissen TNS Comfort Curve, Stretchbezug (Polyether-Kontur)	+RSX3026	€ 229,00
☐ Sitzkissen TNS Comfort Curve, wasserdichter Bezug (Polyether-Kontur)	+RSX3028	€ 288,00
☐ Andere Art oder Marke von Polster, Preis auf Anfrage Marke und Typ: Produktcode:		
RAHMENFARBE		
Gestell pulverbeschichtet. Alle "RAL Classic"-Farben sind ohne Aufpreis erhältlich:		
☐ RAL Farbe (stand. glänzend), RAL Nr. Farbbezeichnung:	+RSX5010	€ -
☐ Matt finish (6% glänzend)	+RSX5011	€ -
☐ Sonderbeschichtete Teile, Preis auf Anfrage	+RSX5014	€ -
Wenn Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Konstruktion des Rollstuhls oder der Optionen haben, wenden Sie sich bitte an die Vermeiren-Vertretung Ihres Landes, um weitere Informationen zu erhalten.		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.