

Kostenvoranschlag

Bestellung



Elektrische Schiebehilfe

# V-Drive

HMV-Nr.: 18.99.04.1027

6 km/h



KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

## Auführung

Standard	Artikel-Nr.: <b>1905383</b>	
empfl. Verkaufspreis		1.573,00
HD-Version	Artikel-Nr.: <b>1905811</b>	
empfl. Verkaufspreis		1.875,00

## Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	Transporttasche	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Befestigungsset	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskopstangen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Höhenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift-Up Band	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batteriepack 2 x 12 V 12 Ah	●

## Technische Daten

Länge	380 mm
Breite	250 mm
Höhe	350 mm
Gewicht Standardversion	22,4 kg (mit Batterien)
Belastbarkeit	135 kg
	inkl. Benutzer und Rollstuhl
Gewicht HD-Version	23 kg (mit Batterien)
Belastbarkeit	200 kg
	inkl. Benutzer und Rollstuhl
Gewicht Batterien	9 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 16 km
Motorleistung Standard	150 Watt
Motorleistung HD	200 Watt
Batterie	2 x 12 V 12 Ah
Räder	200 x 50
Ladegerät	2 Ah

Steuerungseinheit



Höhenverstellung

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.