

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

CERES SE

Belastbarkeit 140 kg
Geschwindigkeit: 15 km/h



empf. Verkaufspreis:

€ 4.418,00

KD-Nr:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farbe

rot umbra grau hellelfenbein

Technische Daten

Länge	1300 mm
Breite	620 mm
Höhe	1280 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzbreite	430 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Gewicht	111 kg
Belastbarkeit	140 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 30 km
Motorleistung	460 Watt
Batterie	2x 12 V 50 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2800 mm
Räder vorne/hinten	4.00-5

Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisch geformter Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstell-, und abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	P-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb mit Quick Release	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Fahrtrichtungsanzeiger	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralfederung der Hinterachse	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beidseitige Federung der Lenkräder	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●

Zubehör*

SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1921617



149,00

Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296

SW04 Movo Wetterdach
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.