

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# CERES SE

Belastbarkeit 140 kg  
Geschwindigkeit: 15 km/h



empf. Verkaufspreis:

**€ 4.418,00**

KD-Nr:  
Name:  
Strasse:  
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Farbe

rot      umbra grau      hellelfenbein

### Technische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Länge              | 1300 mm       |
| Breite             | 620 mm        |
| Höhe               | 1280 mm       |
| Sitztiefe          | 450 mm        |
| Sitzbreite         | 430 mm        |
| Sitzhöhe           | 450-500 mm    |
| Bodenfreiheit      | 115 mm        |
| Gewicht            | 111 kg        |
| Belastbarkeit      | 140 kg        |
| Geschwindigkeit    | 15 km/h       |
| Reichweite         | ca. 30 km     |
| Motorleistung      | 460 Watt      |
| Batterie           | 2x 12 V 50 Ah |
| Steigfähigkeit     | 10%           |
| Wenderadius        | 2800 mm       |
| Räder vorne/hinten | 4.00-5        |

### Serienausstattung

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ergonomisch geformter Sitz                | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | höhenverstellbare Kopfstütze              | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rückenneigungsverstellung                 | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sitztiefenverstellung                     | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | höhenverstell-, und abklappbare Armlehnen | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | stufenlos winkelverstellbare Lenksäule    | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P-Lenker                                  | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | zwei Rückspiegel                          | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Einkaufskorb mit Quick Release            | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LED-Beleuchtung                           | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LED-Fahrtrichtungsanzeiger                | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zentralfederung der Hinterachse           | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beidseitige Federung der Lenkräder        | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Akku-Ladegerät                            | ● |

### Zubehör\*

**SW03** Heckbox verschließbar  
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

**SW31** Gehstützenhalter  
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator)  
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

**SH08** Abdeckhaube  
Artikel-Nr.: 1997571



95,50

Heckwarntafel  
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter  
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

**SW04** Movo Wetterdach  
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.