

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

FOREST 3

Forest 3
Elektrollstuhl mit Hinterradantrieb
mit hervorragenden Fahreigenschaften im
Außenbereich
und optimalen Einsatzmöglichkeiten im
Innenbereich



	Preis	Bild
Standard Konfiguration	€ 7.549,00	
S = Standard □ = mit Aufpreis		

KONFIGURATION				
Motor				
	6 km/h	S		 km/h
	10 km/h		€ 9.549,00	
Sitzbreite				
	400 mm			
	420 mm	nicht möglich mit L34 Rücken		
	450 mm			
	480 mm	nicht möglich mit L34 Rücken		
	500 mm			
Sitztiefe				
	420 mm			
	440 mm			
	460 mm			
	480 mm			
	500 mm			
	520 mm			
Sitzhöhe				
	415 mm			
	435 mm	nur in Kombination mit SE 43 elektr. Sitzverstellung		
	465 mm			
	480 mm	nur in Kombination mit SE42 Lift		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

STEUERUNG				
R	Rechts			
L	Links			
abschwenkbar				
SE53	abschwenkbar	S		
SE53Z	seitlich abschwenkbar		€ 203,00	
SE53A	abschwenkbar mit 3 einstellbaren Sperrpositonen		€ 141,00	
	Standard Controller je nach Konfiguration	S		
REM 150	REM 150 Steuerung 6km/h + Licht optional für SE19 anstelle vom externen Modul		€ 250,00	
	REM 150 Steuerung 10 km/h + Licht optional für SE19 anstelle vom externen Modul		€ 250,00	
REM2XX	Controller REM 200 nur möglich mit elektrischen Optionen		€ -	
LCD	LCD-Touch-Screen		€ 899,00	
SE68	Spezielle Hebel für Tetraplegiker zum Umschalten der Funktionen am Joystick LCD-Typ		€ 650,00	
SE64 - fest	Fernbedienungen – an der Armlehne befestigt werden in Kombination mit SE53Z und SE53A auf der gegenüberliegenden Seite des Controllers angebracht. Wenn SE 64 auf derselben Seite wie der Joystick montiert werden muss, ist dies nur in Kombination mit SE 53 möglich		€ 315,00	
SE64 - drehbar	Fernbedienungssteuerungen – auf dem Drehgelenk des Joysticks werden in Kombination mit SE53Z und SE53A auf der gegenüberliegenden Seite des Controllers angebracht. Wenn SE 64 auf derselben Seite wie der Joystick montiert werden muss, ist dies nur in Kombination mit SE 53 möglich.		€ 349,00	
Controller Optionen				
SE04	Kinnsteuerung (mit LCD-Touchscreen) Kopfstütze L58 ist enthalten		€ 2.024,00	
SE04E	Kinnsteuerng mit elektrisch beweglichem Arm und REM400 Joystick (mit LCD-Touchscreen) Kopfstütze L58 ist enthalten		€ 3.390,00	
SE104	Kinnsteuerung (ausgestattet mit REM500) Kopfstütze L58 ist enthalten		€ 3.390,00	
SE104E	Kinnsteuerung mit elektrisch beweglichem Arm und REM500-Bildschirm, installiert in einer schwenkbaren Flexo Kopfstütze L58 ist enthalten		€ 3.390,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | ☐ = mit Aufpreis

Controller Optionen

SE08	Hintere Steuerung (Steuergerät an der Rückenlehne)		€ 174,00	
E SE 47	Handgelenkauflage für SE 08 Steuerung an der Rückenlehne		€ 85,00	
SE09	Begleitperson-Steuerung (zweiter Controller an Rückenlehne)		€ 950,00	
SE50	V-stab Fahrstabilisierung		€ 731,00	
SE55	Verstärkter Controller		€ 2.520,00	
SE63	Softball Joystick		€ 60,00	
SE82	Tastensteuerung		€ 1.200,00	
SE83	Mini Joystick		€ 2.800,00	
XD	Power Module (120A)		€ 899,00	

ARMPOLSTER

	Armpolster PU	S		
	Armpolster Soft comfort		€ 101,00	
	Armpolster Kunstleder		€ 101,00	
B66O*	Hemiplegie Armschale verstellbar	☐ Rechts ☐ Links	€ 202,00	
B66M*	Hemiplegie-Armlehnen mit Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 220,00	
B66ML*	Hemiplegie-Armlehne lang mit Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 225,00	
B66MA*	Hemiplegie-Armlehne mit anatomischer Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 230,00	
B66MAL*	Hemiplegie-Armlehne lang mit anatomischer Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 235,00	
B66OM*	Hemiplegie-Armlehne mit ausrichtbarer Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 260,00	

***NICHT IN KOMBINATION MIT B15, B15A TISCH, SE74A SPIEGEL ODER SE16**

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

ARMPOLSTER

B66OML*	Hemiplegie-Armlehne lang mit ausrichtbarer Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 270,00	
B66OMA*	Hemiplegie-Armlehne anatomischer, ausrichtbarer Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€ 285,00	
B66OMAL*	Hemiplegie-Armlehne anatomischer, ausrichtbarer Handballenauflage lang	☐ Rechts ☐ Links	€ 295,00	

***NICHT IN KOMBINATION MIT B15, B15A TISCH, SE74A SPIEGEL ODER SE16**

BEINSTÜTZE

B06	abnehmbar	S		
BA6	abnehmbar verkürzte Version (7 cm kürzer)		€ -	
BK6	Fußbrett		€ 253,00	
BZ10	Monobloc Fußstütze mit Seitenführung		€ 310,00	
BZ7	höhen- u. winkelverstellbar (70 mm länger)		€ 103,00	
BZ8	höhen- u. winkelverstellbar		€ 103,00	
BK7	Stumpfauflage links		€ 103,00	
BL7	Stumpfauflage rechts		€ 103,00	
BZE	Elektrisch verstellbare Fußstützen (Paar)		€ 1.796,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:


PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | ☐ = mit Aufpreis

RAHMENFARBE							
		matt		glänzend			
C4	hellrot				€	-	
C5	schwarz				€	-	
C8	gelb				€	-	
C29	silber				€	-	
C53	orange				€	-	
C55	inox				€	-	
C56	blau-metallic				€	-	
C59	champagner				€	-	
C71	dunkelblau glänzend	-			€	-	
C72	weinrot glänzend	-			€	-	
C73	lindgrün glänzend	-			€	-	
C76	weiss				€	-	
C78	hellblau glänzend	-			€	-	
C79	softblau				€	-	
C85	hellgrün				€	-	
C87	melonenorange				€	-	
C88	gold				€	-	
C89	kupfer				€	-	
weitere Farben auf Anfrage					€	250,00	

RÜCKEN					
Art der Rückenlehne					
L34	Vorgeformtes Kissen				
	Soft Touch Bezug (schwarz)		€	-	
	3D Net Bezug (schwarz)		€	540,00	
	Kunstlederbezug (schwarz)		€	781,00	
L34 Tub	Rohrrückenlehne, mit vorgeformtem Kissen, verstellbar mit Alu-Klemmen			Tub+L34 	
	Soft Touch Bezug (schwarz)		€		-
	3D Net Bezug (schwarz)		€		540,00
	Artificial leather upholstery (black)		€		781,00
L44	Rohrrückenlehne mit anpassbarem Kletterücken und Nylonüberwurf		€	75,00 	

Bitte beachten: Nur eine Rücken Auswahl möglich

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

SITZ

L35	Vorgeformtes Kissen			
	Soft Touch Bezug (schwarz)		€	-
	3D Net Bezug (schwarz)		€	420,00
	3D Net + Nylon PLUS Bezug		€	420,00
	Kunstlederbezug (schwarz)		€	661,50
	Vorgeformtes Kissen mit Klett			
L16F	Holzplatte mit Klett (ohne Kissen)		€	-
L16F+L35 Soft	Soft Touch Bezug (schwarz)		€	-
L16F+L35 Net/Cord	3D NET + Nylon PLUS Bezug		€	420,00
L16F+L35 Skaï	Kunstlederbezug (schwarz)		€	661,50
L16F+B23 nylon	Nylonbezug		€	-

Bitte beachten: Nur eine Sitzauswahl möglich

SITZ- UND RÜCKENOPTION

SE30	Manuelle Sitzverstellung		€	-
SE34	Manuelle Rückenverstellung		€	-
SE36	Manuelle Rückenverstellung, Neigung 30° mit Gasdruckfedern		€	107,00
SE39	elektrische Sitz- (20°) & elektrische Rückenverstellung (30°) (2 Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Kissen: 415 oder 465 mm)		€	2.019,00
SE40	elektrische Sitzverstellung (20° - 1 Aktuator) (Sitzhöhe ohne Kissen: 415 oder 465 mm)		€	898,00
SE41	elektrische Rückenverstellung (30° - 1 Aktuator) (Sitzhöhe ohne Kissen: 415 oder 465 mm)		€	1.122,00
SE42+SE40	LIFT von 300 mm inklusive elektrischer Sitzverstellung (45°) (2 Actuators) (Sitzhöhe ohne Kissen: 480 mm)		€	2.570,00
SE42+SE39	LIFT von 300 mm inklusive elektrischer Sitz- (45°) & Rückenverstellung (30°) (3 Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Kissen: 480 mm)		€	3.106,00
SE43	elektrische Sitzverstellung (50°) (1 Aktuator) (Sitzhöhe ohne Kissen: 435 mm)		€	1.294,00
SE43+SE41	elektrische Sitz- (50°) & elektrische Rückenverstellung (30°) (2Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Kissen: 435 mm)		€	2.137,00
E SE48	Memory-Sitzoption nur mit LCD-Steuerung	Mögliche Kombinationen mit ○ SE39 ○ SE39, SE42 ○ SE39, SE43	€	900,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

RÄDER

Vordrräder

9" (230 mm)

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

€ -

Luft: Decke grau, Felge schwarz, Glattprofil

€ -

PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

€ 213,00

10" (260 mm)

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil

€ -

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

€ -

Luft: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil

€ 213,00

PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil

€ 213,00

PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

€ 213,00

Hinterräder (3.00 x 8)

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil

€ -

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

€ -

Luft: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil

€ 382,00

PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil

€ 382,00

KOPFSTÜTZE

L55

Kopfstütze

€ 344,00



L55B

Nackenstütze einstellbar, schwarz Soft

€ 195,00



L58

Kopfstütze einstellbar in Höhe und Tiefe (stufenlos)

€ 425,00



L58C

Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe, Breite u. Drehung

€ 425,00

ZUBEHÖR

SE16

seitliche Seitenplatten (Plexi)

nicht in Kombination mit B66 / B660

€ 73,00



B22

Spreizkeil

nicht kompatibel mit Sitzhöhe 415 mm

€ 129,00



L04

Seitenpelotten

nicht kompatibel mit B66

○ Links
○ Rechts

€ 107,00



L04S

Seitenpelotten schmal

nicht kompatibel mit B66

○ Links
○ Rechts

€ 107,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | ☐ = mit Aufpreis

ZUBEHÖR					
L04TL	Seitenpelotten nicht kompatibel mit B66	☐ Links ☐ Rechts		€ 107,00	
L04TS	Seitenpelotten schmal nicht kompatibel mit B66	☐ Links ☐ Rechts		€ 107,00	
B15	Therapietisch Plexi			€ 270,00	
B15A	verstellbarer Tisch es kann nur mit einem Schwenksystem verwendet werden. Die Stromversorgung muss ausgeschaltet sein			€ 270,00	
B31	Gehstützenhalter nicht in Kombination mit SE42 & SE43			€ 84,50	
B52	Infusionshalter			€ 169,00	
B58	Sicherheitsgurt		S		
SE01	Spritzschutz		☐	€ 107,00	
SE06	USB-Anschluss		☐	€ 175,00	
SE18	Lenksperre		☐	€ 120,00	
SE19	LED Beleuchtung		S		
SE58	Transporthaken		S		
SE24	Getränkehalter			€ 101,00	
SE26	Schiebestange nur kompatibel mit L34			€ 89,00	
SE27	Transportkoffer nicht in Kombination mit Rohrrücken, SE42 & SE43, L55, SE26			€ 225,00	
SE28	Gepäckträger nicht in Kombination mit SE42 & SE43			€ 112,00	
SE37	Seitenstütze für Oberschenkel			€ 107,00	
SE74	Spiegel (1 Stück) nicht in Kombination mit B66 / B660 / B15, B15A	☐ Rechts ☐ Links		€ 31,50	
SE74A	Spiegel abschwenkbar (1 Stück) nicht in Kombination mit B66, B660, B15, B15A wird auf der gegenüberliegenden Seite des Controllers montiert	☐ Rechts ☐ Links		€ 101,00	
SE49	Tasche			€ 45,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.