

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

PLEGO CARBON

PLEGO CARBON ist ein stilvoller, leichter Elektrorollstuhl, der Alltagstauglichkeit mit erstklassigem Komfort verbindet. Seine Karbonkonstruktion sorgt für kompromisslose Stabilität, während sein kompaktes Design für einfache Manövrierbarkeit, Transport und Lagerung sorgt. Er wurde für einen modernen, aktiven Lebensstil entwickelt und bietet Ihnen mehr Freiheit, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, wohin auch immer der Tag Sie führt.



	Preis	Bild
Standard Konfiguration	€ 4.495,00	

S = Standard | = mit Aufpreis

STANDARD					
Sitzbreite	45 cm		S	-	
Sitztiefe	46 cm		S	-	
Sitzhöhe	53 cm (an der Vorderkante)		S	-	
Rückenhöhe	39 cm		S	-	
C75	Rahmenfarbe schwarz matt		S	-	
SE01	Spritzschutz		S	-	
	Steuerung Standard	<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	S	-	
	Fußplatte		S	-	
	Premium Comfort Rückenlehne inklusive Rückentasche		S	-	
	Premium Comfort Sitzkissen aus Visco-Schaum		S	-	
Vorderräder	200 x 50 PU schwarz mit Magnesiumfelgen		S	-	
Hinterräder	12'5" PU schwarz mit Magnesiumfelgen		S	-	
B78	Kippschutz		S	-	
	Lithium Batterie 12.8 Ah - 25,9V - herausnehmbar		S	-	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.