

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# Eris

6 km/h

Belastbarkeit 140 kg

HMV-Nr.: 18.51.05.1041



empf. Verkaufspreis:

**€ 2.712,00**

### Farben

rot	Artikel-Nr.: 5136301
silber	Artikel-Nr.: 5136316
umbra grau	Artikel-Nr.: 5147205
hellelfenbein	Artikel-Nr.: 5147204

### Technische Daten

Länge	1185 mm
Breite	570 mm
Höhe	1150 mm
Sitztiefe	360 mm
Sitzbreite	435 mm
Länge	595-645 mm
Bodenfreiheit	50 mm
Gewicht	75 kg
Belastbarkeit	140 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 29 km
Motorleistung	320 Watt
Batterie	2 x 12 V 38 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2900 mm
Räder vorne/hinten	3.00-4

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:



Kommission:

Datum:

### Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	drehbarer, höheneinstellbarer Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	abklappbare Rückenlehne	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	P-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Blinker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 38 Ah	●

### Zubehör\*

<b>SW31</b> Gehstützenhalter		84,50
<b>SH08</b> Abdeckhaube		95,50
Artikel-Nr.: 1997571		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.