

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# CARPO 4

15 km/h  
Belastbarkeit 150 kg



empf. Verkaufspreis:

**€ 4.970,00**

### Farben

champagner Artikel-Nr.: 5106238

### Technische Daten

Länge	1450 mm
Breite	660 mm
Höhe	1350 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	131 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

KD-Nr:  
Name:  
Strasse:  
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Serienausstattung

- drehbarer, höheneinstellbarer Sitz ●
- höhenverstellbare Kopfstütze ●
- Rückenneigungsverstellung ●
- Sitztiefenverstellung ●
- höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen ●
- stufenlos winkelverstellbare Lenksäule ●
- Delta-Lenker ●
- zwei Rückspiegel ●
- Einkaufskorb ●
- Beleuchtung ●
- Blinker ●
- Akku-Ladegerät ●
- Batterien 2 x 12 V 75 Ah ●

### Zubehör\*

**SW03** Heckbox verschließbar  
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

**SW31** Gehstützenhalter  
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator)  
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

**SH08** Abdeckhaube  
Artikel-Nr.: 1997571



95,50

Heckwarntafel  
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter  
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

**SW04** Movo Wetterdach  
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00