

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:



Kommission:

Datum:


Activator Sport



Wenn es um Kontaktsportarten wie Basketball, Rugby und andere geht, ist Activator SPORTS die perfekte Wahl für Sie. Basierend auf unserem Activator, aber mit zusätzlicher Verstärkung, um Ihnen das beste Training zu garantieren. Schnell, robust und wettbewerbsfähig, so weit Sie kommen können. Es wurde für Sie entwickelt, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, um Ihre Leistung auf das nächste Level zu bringen. 24-Zoll-Hinterräder in leichtem Design.



A:.....cm
C:.....cm
D:.....cm
E:.....cm
F:.....cm
G:.....cm
H:.....cm
I:.....cm

☐ Activator RX Sport (standard 100 kg Genutzergewicht)	+ACT2103	€ 4.343,00
☐ Basketball Typ CBB ACT2136 ☐ Hockey Typ CH ACT2137 ☐ Tanz Typ CD	+ACT2134	€ -
☐ Tennis Typ CT ACT2138 ☐ Badminton Typ CB ACT2135 ☐ andere Typen.....	+ACT2139	€ -
		
☐ Schwerlast-Rahmen 100-125 kg immer mit geschl. Rahmen (+ACT3450)	+ACT2125	€ 758,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:





Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ Schwerlast-Rahmen 125-150 kg, nur in Komb. +ACT2125 immer mit geschl. Rahmen	+ACT2126	€ 758,00
☐ A; Sitzbreite (mit abnehmbaren Seitenteilen beträgt die effektive Sitzbreite +1 cm)	+ACT2200	€ -
☐ Kegelförmiger Sitzrahmen	+ACT2210	€ -
		
☐ Teilweise kegelförmiger Sitzrahmen	+ACT2220	€ -
		
☐ B; kegelförmiger Standard-Vorderrahmen (U-Rahmen). Der Abstand zwischen den vorderen Rahmenrohren ist 9 cm kleiner als die Sitzbreite	+ACT2131	€ -
☐ Personalisierter Vorderrahmen (mindestens 20 cm Abstand zwischen den Rahmenrohren)	+ACT2130	€ 280,00
   U-frame V-frame Y-frame		
☐ C; Sitztiefe	+ACT2300	€ -
☐ Ergonomischer Sitz	+ACT2350	€ 280,00
		
☐ Rahmenverlängerung vom Sitzgurt nach vorne	+ACT2190	€ 364,00
		
☐ D; Rahmenlänge: vordere Rückenlehne bis vordere Fußstütze	+ACT2195	€ -
☐ E; Höhe Rückenlehne	+ACT2400	€ -

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:









Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ Rückenlehne klappbar/winkelverstellbare (abnehmbare Seitenteile auswählen)	+ACT2410	€ -
☐ Rückenlehne geschweißt	+ACT2420	€ -
☐ Rückenlehne-Winkel 90° zum Boden	+ACT2700	€ -
☐ Rückenlehne arretierbar	+ACT2430	€ 267,00
☐ Rückenlehne arretierbar mit Zugschnur	+ACT2431	€ 447,00
☐ Rückenlehne <90° (nach vorne geneigt)	+ACT2710	€ -
☐ Rückenlehne >90° (nach hinten geneigt)	+ACT2720	€ -
		
☐ Integrierte Seitenpelotten, Nylonseiten und luftdurchlässigem Mittelstoff	+ACT2442	€ 1.322,00
☐ Lendengeformte Rückenlehnenrohre	+ACT2440	€ 154,00
  		
  		
☐ Personalisierter Tiefenstabilisator der Rückenlehne (standard 6 cm)	+ACT2435	€ 194,00
		
☐ Anpassbare Rückenlehnenpolsterung (standard)	+ACT2460	€ -
☐ Polsterung der mittleren Rückenlehne aus atmungsaktivem Stoff (schwarz)	+ACT2464	€ -
☐ Mittlere Rückenlehne gepolstert aus Nylon: ☐ Rot ☐ Blau ☐ Gelb ☐ Grün ☐ Weiß ☐ Schwarz	+ACT2465	€ -
☐ Vom Kunden bereitgestellter Stoff		
☐ Seitliche Rückenlehne gepolstert aus Nylon: ☐ Rot ☐ Blau ☐ Gelb ☐ Grün ☐ Weiß ☐ Schwarz	+ACT2469	€ -
☐ Vom Kunden bereitgestellter Stoff		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:





Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

☐ Anpassbare Rückenlehne, Polsterung und Kissenbezug Kunstleder	+ACT2451	€ 812,00
☐ Anpassbare Rückenlehnenpolsterung in Kunstleder	+ACT2452	€ 447,00
☐ Seitliche Rückenlehne aus Kunstleder	+ACT2450	€ 151,00
☐ Sitztiefe verstellbar (Rückenlehne auf Klemmblock)	+ACT2445	€ 243,00
		
☐ F; Rahmenhöhe vorne	+ACT2500	€ -
☐ G; Rahmenhöhe hinten	+ACT2510	€ -
☐ H; Schwerpunkt (C.O.G.)	+ACT2800	€ -
☐ Verstellbare Schwerpunktlage C.O.G. von cm bis cm	+ACT2810	€ 613,00
☐ Radsturz Grad (0 - 20°)	+ACT2900	€ -
☐ I; Freiraum unter der Fußstütze	+ACT2950	€ -
		
☐ Maximale Gesamtbreite* *als Anhaltspunkt (abhängig von Sitzbreite, Sturz und Radabstand)	+ACT2600	€ -
☐ Radabstand Standard 2,5 cm, oder cm	+ACT2610	€ -
		
☐ Lenkradposition vorwärts	+ACT2148	€ -
☐ Breite der Lenkräder ist standardmäßig oder cm	+ACT2158	€ -
		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:

Name:


Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

OPTIONEN

☐ Aluminium Sitzplatte auf Rahmen geschweißt	+ACT2230	€ 256,00
☐ Scherenbremsen an einem Sportmodell (nicht bei allen Modellen verfügbar)	+ACT3034	€ 88,00
☐ Scherenbremsen kompakt	+ACT3031	€ 253,00
☐ Druck-/Zugbremse an einem Sportrollstuhl	+ACT3041	€ 88,00
☐ Druck-/Zugbremse, einhändig ☐ links ☐ rechts betätigt	+ACT3043	€ 423,00
☐ Druck-/Zugbremse kompakt	+ACT3045	€ 253,00
 Scissor brake  Scissor compact  Push/pull  Push/pull compact		
 ! Abnehmbare Seitenteile erhöhen die effektive Sitzbreite um +1 cm !		
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium mit Schutzblech	+ACT3140	€ 404,00
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium, Standardhöhe (21 cm)	+ACT3146	€ -
☐ Abnehmbare Seitenteile aus Aluminium, persönliche Maße	+ACT3148	€ 347,00
☐ Aluminium geschweißte Seitenteile mit Schutzblech	+ACT3150	€ 404,00
☐ Aluminium geschweißte Seitenteile, persönliche Maße	+ACT3155	€ -
☐ Carbon-Seitenteile zum Anschrauben (nur mit geschweißter Rückenlehne)	+ACT3156	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile mit Kotflügel zum Anschrauben (nur mit angeschweißter Rückenlehne)	+ACT3158	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile, abnehmbar	+ACT3157	€ 632,00
☐ Carbon-Seitenteile mit Schutzblech, abnehmbar	+ACT3159	€ 632,00
☐ Gummistreifen an den Seitenteilen	+ACT3160	€ -
☐ Geschweißtes Rohr an den Seitenteilen (innen)	+ACT3170	€ 318,00
☐ Geschweißtes Rohr an den Seitenteilen (außen)	+ACT3175	€ 318,00
☐ Innenseite der Seitenteile mit Schaumstoff ausgekleidet, 1 cm	+ACT3177	€ 92,00
☐ Innenseite der Seitenteile mit Schaumstoff ausgekleidet, 2 cm	+ACT3178	€ 130,00
☐ Wadenband	+ACT3350	€ 493,00
☐ Fußschlaufe	+ACT3354	€ 41,00
 ... cm		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:

Name:


Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

OPTIONEN

☐ Fußschlaufe aus PVC	+ACT3355	€ 92,00
☐ Fußschlaufe (A2J) cm	+ACT3356	€ 132,00
☐ Fußplatte ABS (nur am Fußstützenrohr)	+ACT3358	€ 105,00
☐ Fußplatte Aluminium (am Fußstützenrohr)	+ACT3650	€ 161,00
☐ Anti-Rutsch Belag auf Fußplatte	+ACT3655	€ 33,00
☐ Stumpfauflage	+ACT3690	€ 912,00
☐ Stumpfauflage, montiert mit Befestigungsschelle	+ACT3691	€ 792,00
☐ Kippschutz im Sportstil, doppelt, geschweißt	+ACT3065	€ 757,00
☐ Stoßstange (Sport)	+ACT3455	€ 338,00
☐ Frog-Leg, gefederte Vordergabel	+ACT3886	€ 845,00
☐ Mono-Gabel, 1,5" breit (nur 4" oder 5" Räder)	+ACT3885	€ 383,00
☐ Einhandantrieb 24" / 25" / 26" links / leicht (nicht möglich mit HD Rahmen)	+ACT3890	€ 1.960,00
☐ Vorbereitung für elektronischen Antrieb (Alber/Decon) 12,7 mm	+ACT3895	€ 1.319,00
☐ Fußplatte in Sondergröße	+ACT3651	€ 204,00
		
☐ Erhöhte Kanten an der Fußplatte (bitte Zeichnung hinzufügen)	+ACT3465	€ 216,00
		
☐ I; Fußstütze, geschweißt (Fußstützenrohr)	+ACT3466	€ 239,00
☐ I; Fußstütze, höhen- und neigungsverstellbar (Aluminiumplatte 22 x 12 cm)	+ACT3467	€ -
VORDERRÄDER		
☐ 3" LED Räder	+WHLV300	€ 142,00
☐ 3" Sport (hart)	+WHLV310	€ -
☐ 3" Frogleg extra breit	+WHLV330	€ 204,00
☐ 4" LED Räder	+WHLV400	€ 142,00
☐ 4" Sport / Alltag (hart)	+WHLV410	€ -
☐ 4" Soft Rol	+WHLV420	€ 158,00
☐ 4" Star-Wheel	+WHLV515S	€ 191,00
☐ 5" LED Räder	+WHLV500	€ 142,00
☐ 5" Alltag (hart)	+WHLV510	€ -

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

VORDERRÄDER		
☐ 5" Soft Rol	+WHLV520	€ 158,00
☐ 5" Star-Wheel	+WHLV530	€ 191,00
☐ 6" Poly	+WHLV610	€ 110,00
☐ 6" Frogleg extra breit	+WHLV630	€ 204,00
☐ Staubschutzkappen	+WHLV518	€ 52,00
HINTERRÄDER		
☐ 20" Räder	+WHL20000	€ -
☐ 22" Räder	+WHL22000	€ -
☐ 24" Sports Räder	+WHL24005	€ -
☐ 24" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL24012	€ 1.048,00
☐ 24" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL24024	€ 1.048,00
☐ 24" Off Road Räder, Aluminium -Greifreifen, inkl. ATB-Reifen ab 24"/25"/26"	+WHL24300	€ 789,00
☐ 25" Sports Räder	+WHL25005	€ -
☐ 25" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL25012	€ 1.048,00
☐ 25" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL25024	€ 1.048,00
☐ 26" Sports Räder	+WHL26024	€ -
☐ 26" Spinergy LX, 12 Speichen (schwarz*)	+WHL26012	€ 1.048,00
☐ 26" Spinergy SLX, 24 Speichen (schwarz*)	+WHL26024	€ 1.048,00
☐ 28" Sports Räder	+WHL27000	€ -
* Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Spinergy-Design		
BEREIFUNG		
☐ 24" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA24000	€ 92,00
☐ 24" Schwalbe Right Run	+BUBA24060	€ -
☐ 24" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA24100	€ 67,00
☐ 24" PU Bereifung	+BUBA24300	€ 294,00
☐ 25" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA25000	€ 92,00
☐ 25" Schwalbe Right Run	+BUBA25060	€ -
☐ 25" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA25100	€ 67,00
☐ 25" PU Bereifung	+BUBA25300	€ 294,00
☐ 26" Schwalbe Marathon Plus	+BUBA26000	€ 92,00
☐ 26" Schwalbe Right Run	+BUBA26060	€ -
☐ 26" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA26100	€ 67,00
☐ 26" PU Bereifung	+BUBA26300	€ 294,00
☐ 28" Schwalbe Camber Bereifung, weiß	+BUBA27100	€ 67,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Activator Sport

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

GREIFREIFEN UND SPEICHENSCHUTZ KURZ

☐ Greifreifen Aluminium, kurz (Standard)	+HPL100	€ -
☐ Greifreifen Edelstahl, kurz	+HPL200	€ 354,00
☐ Greifreifen mit Silikonüberzug, kurz	+HPL300	€ 188,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve (24", 25"), kurz	+HPL400	€ 776,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve L (24", 25", 26"), kurz	+HPL415	€ 776,00
☐ Greifreifen Titan, kurz (24")	+HPL500	€ 918,00
☐ Greifreifen Holz, kurz (24", 25", 26")	+HPL750	€ 781,00
☐ Greifreifen Quadro, kurz (24", 25", 26")	+HPL850	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko, kurz (24", 25", 26")	+HPL950	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko S, kurz (24", 25", 26")	+HPL970	€ 781,00

GREIFREIFEN UND SPEICHENSCHUTZ BREIT

☐ Greifreifen Aluminium (Standard)	+HPL110	€ -
☐ Greifreifen Edelstahl	+HPL210	€ 354,00
☐ Greifreifen mit Silikonüberzug	+HPL310	€ 188,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve (24", 25")	+HPL410	€ 776,00
☐ Greifreifen Tetra Kurve L (24", 25", 26")	+HPL420	€ 776,00
☐ Greifreifen Titan (24")	+HPL510	€ 918,00
☐ Greifreifen Holz (24", 25", 26")	+HPL760	€ 781,00
☐ Greifreifen Quadro (24", 25", 26")	+HPL860	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko (24", 25", 26")	+HPL960	€ 781,00
☐ Greifreifen Gekko S (24", 25", 26")	+HPL980	€ 781,00

SPEICHENSCHUTZ

☐ Speichenschutz, transparent (Paar)	+SBS120	€ 238,00
☐ Speichenschutz, schwarz (Paar)	+SBS140	€ 238,00

SITZKISSEN

☐ Sitzkissen TNS Comfort Curve, Stretchbezug (Polyether-Kontur)	+ACT3026	€ 229,00
☐ Sitzkissen TNS Comfort Curve, wasserdichter Bezug (Polyether-Kontur)	+ACT3028	€ 288,00
☐ Andere Art oder Marke von Polster, Preis auf Anfrage Marke und Typ: Produktcode:		

RAHMENFARBE

Gestell pulverbeschichtet. Alle "RAL Classic"-Farben sind ohne Aufpreis erhältlich:

☐ RAL Farbe (stand. glänzend), RAL Nr. Farbbezeichnung:	+ACT5010	€ -
☐ Matt finish (6% glänzend)	+ACT5011	€ -
☐ Sonderbeschichtete Teile, Preis auf Anfrage	+ACT5014	€ -

Wenn Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Konstruktion des Rollstuhls oder der Optionen haben, wenden Sie sich bitte an die Vermeiren-Vertretung Ihres Landes, um weitere Informationen zu erhalten.

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.