

Kostenvoranschlag

Bestellung



Faltbarer Scooter

Sedna Premium

6 km/h

Belastbarkeit 115 kg

empf. Verkaufspreis:



€ 3.386,00

Farben

rot

Serienausstattung

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Akku-Ladegerät | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lithium-Akku 10,5 Ah | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Drehsitz | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Armlehnen, wegklapp-, anklapp- und abnehmbar | ● |

Technische Daten

Länge	960 mm
Breite	530 mm
Höhe	870 mm
Länge geklappt	750 mm
Breite geklappt	530 mm
Höhe geklappt	485 mm
Sitzbreite	406 mm
Sitztiefe	330 mm
Sitzhöhe	540 mm
Bodenfreiheit	30 mm
Gewicht	31,6 kg
Belastbarkeit	115 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 15 km
Motorleistung	270 Watt
Batterie	Lithium-Akku 11,5 Ah
Wenderadius	1250 mm
Räder vorne	200 x 50 Luft
Räder hinten	2.80 / 2.50-4 Luft

Zubehör

Einkaufstasche 50,50 €

Artikel-Nr.: 1914058



Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.