

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

ALESIA

Rückenneigung bis max. 30°
Sitzkantelung bis max. 12°
winkelverstellbare Beinauflage
Vier Laufrollen, davon zwei bremsbar
Zentralfeststellbremse
Richtungsfeststeller für einen leichten Geradeauslauf
Schiebestange für Begleitperson
Kopflehne mit Nackenkissen
Mehrere Farben und Optionen sind möglich
Belastbarkeit 140 kg



	Preis	Bilder
Standard Konfiguration	2.174,00 €	
S = Standard □ = mit Aufpreis		

SITZBREITE			
	54 cm	<input type="radio"/>	

SITZTIEFE			
	48 cm	<input type="radio"/>	

RÜCKENHÖHE			
	80 cm	<input type="radio"/>	

SITZHÖHE			
	53 cm	<input type="radio"/>	

BEINSTÜTZE				
B10	Beinstütze	S	-	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

ALESIA



KD-Nr.:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis

RAHMENFARBE

R9207 Weiß



RÄDER

Rad 125 mm

BEZUGSFARBEN

Polstermaterial Leder

C32	Skai gelb		-	
C33	Skai flieder		-	
C37	Skai dunkelblau		-	
BR	Skai braun PU		-	
GR	Skai grau PU		-	
ZW	Skai schwarz PU		-	

OPTIONEN

AL04	Seitenpelotten (Paar)		214,00 €	
AL07	Beinauflage mit Rasterverstellung	S		
AL12	Therapietisch Kunststoff		277,00 €	
AL52	Infusionshalter		169,00 €	
AL55	Kopflehne mit Nackenkissen	S		
AL83	Sauerstoffflaschenhalter ø160 mm		169,00 €	
AL84	Dokumentenhalter		65,00 €	
AL85	Urinbeutelhalter		46,10 €	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.