

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# CERES SE

Belastbarkeit 140 kg  
Geschwindigkeit: 10 km/h



empf. Verkaufspreis:

**€ 3.723,00**

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Farbe

rot      umbra grau      hellelfenbein

### Technische Daten

Länge	1300 mm
Breite	620 mm
Höhe	1280 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzbreite	430 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Gewicht	106 kg
Belastbarkeit	140 kg
Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite	ca. 48 km
Motorleistung	450 Watt
Batterie	2x 12 V 50 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2800 mm
Räder vorne/hinten	4.00-5

### Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisch geformter Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstell-, und abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	P-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb mit Quick Release	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LED-Fahrtrichtungsanzeiger	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralfederung der Hinterachse	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beidseitige Federung der Lenkräder	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●

### Zubehör\*

**SW03** Heckbox verschließbar  
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

**SW31** Gehstützenhalter  
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator)  
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

**SH08** Abdeckhaube  
Artikel-Nr.: 1997571



95,50

Heckwarntafel  
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter  
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

**SW04** Movo Wetterdach  
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.